

<div><span>www.spesmedica.com</span></div> <div><span>ΕΡΕΘΣΕ ΟΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ</span></div> <div><span>ψυχιατρική επιστήμη</span></div>	<span></span>
--	---------------

<b>Intended use</b>
The Needle Electrodes are intended for use for the recording of biopotential signals with recording, monitoring and stimulation equipment for neurophysiology, examples include: Electromyography (EMG), Electroencephalography (EEG), intraoperative monitoring (IOM) and evoked potentials (EP).
<b>Instructions for use</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Do not use the selected needle if the pouch is damaged or if the product has expired;</li> <li>Open the sterile pouch and remove the needle.</li> <li>Connect the wire / wires to the appropriate connectors.</li> <li>Remove the cover of the needle.</li> <li>Insert the needle into the area to be tested.</li> <li>Remove the hypodermic needle taking care that the wire / wires remain inserted into the patient</li> <li>Dispose the needle according to standard protocols.</li> <li>After use, dispose the wires according to the standard protocols.</li></ol>

<b>Warnings</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>The electrode is for single use only.</li> <li>This single-use product is not designed for re-use. Attempts to clean and re-use this single-use device expose patients and operators to a risk of cross contamination.</li> <li>Do not re-sterilize.</li> <li>To avoid contamination of the device and therefore of the patient, the user must wear disposable gloves</li> <li>Only to be used by the clinical specialist</li> <li>It is necessary for the user and/or patient to report any serious incident occurring, related to the device, to the manufacturer and the competent authority of the member state where the user and/or patient is established.</li> <li>The environment of use is a hospital, specifically an operating room. The device is intended for both adult and pediatric patient populations. The device does not have limitations of use related to age (from birth onward), gender, or weight. The clinical specialist will identify the correct size for the clinical need.</li> <li>There are no contraindications or warnings for pregnant or lactating women.</li></ul>

<span></span>	Complies with the Regulation (EU) 2017/745	<span></span>	<span></span>
<span></span>	Swiss authorized representative	<span></span>	<span></span>
<span></span>	Medical device	<span></span>	Unique device identifier
<span></span>	Catalogue number	<span></span>	Lot number
<span></span>	Single Use Only	<span></span>	Do not resterilize
<span></span>	Consult instruction for use	<span></span>	Do not use if package is damaged
<span></span>	Warnings and Caution associated with this device.	<span></span>	Expire by
<span></span>	Ethylene Oxide Sterilization with single sterile barrier system	<span></span>	Ethylene Oxide Sterilization with single sterile barrier system with protective packaging outside
<span></span>	Manufacturer	<span></span>	

## Disposabile Hook Wire Electrode Instructions for use

## Elettrodo a filo monouso Istruzioni per l’uso

<b>Przeznaczenie</b>
Elektrody igłowe są przeznaczone do wykrywania sygnałów biopotencjalnych z wykorzystaniem oprzyrządowania służącego do zapisywania, monitorowania i stymulacji w neurofizjologii, na przykład: Elektromiografia (EMG), elektroencefalografia (EEG), monitorowanie śródoperacyjne (IOM) i potencjały wywołane (EP).
<b>Instrukcja użytkowania</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Nie używać wybranej igły, jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone lub jeśli minął termin ważności wyrobu;</li> <li>Otworzyć sterylny worek i wyjąć igłę.</li> <li>Podłączyć przewód / przewody do używanego aparatu.</li> <li>Zdjąć osłonę igły.</li> <li>Wprowadzić igłę w badany obszar.</li> <li>Wykonać igłę hipodermiczną, zwracając uwagę, aby przewód / przewody pozostały w ciele pacjenta.</li> <li>Zużytkownik zgłasza zgodnie ze standardowymi procedurami.</li> <li>Po użyciu zużytkowaną igłę zgodnie ze standardowymi procedurami.</li></ol>

<b>⚠️ Ostrzeżenia</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Elektroda jest wyrobem jednorazowego użytku.</li> <li>Nie należy używać ponownie wyrobu jednorazowego użytku. Próby czyszczenia i ponownego użycia tego jednorazowego wyrobu narażają pacjentów i operatorów na ryzyko zanieczyszczenia kryzowego.</li> <li>Nie poddawać ponownej sterylizacji.</li> <li> Aby uniknąć skażenia wyrobu, a tym samym zakażenia pacjenta, użytkownik jest zobowiązany do noszenia rękawic jednorazowego użytku</li> <li>Personel wykonujący do jego użycia lub wyspecjalizowani pracownicy medyczni.</li> <li>Użytkownik i/lub pacjent musi zgłosić wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem wytwórcy oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.</li> <li>Wyrób jest przeznaczony do użyciu w środowisku szpitalnym, a w szczególności, na sali operacyjnej.</li> <li>Wyrób jest przeznaczony zarówno dla pacjentów dorosłych, jak i dzieci. Wyrób nie posiada ograniczeń stosowania pod względem pici, wieku (od urodzenia) ani wagi. Właściwy rozmiar dla danej potrzeby klinicznej zostanie określony przez lekarza specjalistę.</li> <li>Brak przeciwwskazań lub ostrzeżeń dla kobiet w ciąży lub w okresie laktacji.</li></ul>

<span></span>	Wyrób zgodny z rozporządzeniem (UE) 2017/745	<span></span>	<span></span>
<span></span>	Upoważniony przedstawiciel szwajcarski	<span></span>	<span></span>
<span></span>	Wyrób medyczny	<span></span>	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI)
<span></span>	Kod wyrobu	<span></span>	Numer partii
<span></span>	Do użyciu jednorazowego	<span></span>	Nie poddawać ponownej sterylizacji
<span></span>	Zapoznać się z instrukcją użytkowania	<span></span>	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
<span></span>	Ostrzeżenia	<span></span>	Termin ważności
<span></span>	Sterylnizowany tenklem etylenu z pojedynczym systemem bariery sterylnej	<span></span>	Sterylnizowany tenklem etylenu z opakowaniem ochronnym na zewnątrz
<span></span>	Wytwórcza	<span></span>	

<b>Kertäkyttöinen</b>	<b>SOUMI</b>
-----------------------	--------------






**Käyttötarkoitus**
Neuielektroodi on tarkoitettu biopotentiaalisten signaalien havaitsemiseen esimerkiksi neurofysiologian rekisteröintiin, seuranta- ja stimulaatioleikkauksiin.
Elektromyografia (EMG), elektroencefalografia (EEG), intraoperatiivinen seuranta (IOM) ja herätetyt potentiaalit (EP).


#### Käyttöohjeet

- Älä käytä valittua neulaa, jos pakkaus on avattu, vahingoittunut tai jos tuote on vanhentunut
- Älä avaa steriili pussia ja ota neula pois.
- Äsytä lankalangan(t) käytössä olevaan laitteeseen
- Poista neulanusaus.
- Työnnä neula turkittavaan kohtaan.
- Poista injektioneula varaan, ettei lanka (langat) pysy (pysyvät) potilaan sisällä.
- Hävitä neula standardiprotokollien mukaisesti.
- Hävittä langat käytön jälkeen standardiprotokollien mukaisesti.

### Varoituksia

- Elektrodi on kertäkyttöinen laite.
- Tätä kertäkyttöutuotetta ei ole suunniteltu uudelleenkäytettäväksi. Jos tätä kertäkyttöistä laitetta yritetään puhdistaa ja käyttää uudelleen, altistetaan potilaat ja työntekijät riskikontaminaatiovaaraalle.
- Ei saa uudestaanleikata.
- Laiteen ja siten myös potilaan kontaminaation välttämiseksi käyttäjän on käytettävä kertäkyttöäksineitä
- Ei saa uudestaanleikata.
- Sen käyttöön valtuutettu henkilöstö on lääketieteellinen ammattihenkilöstö.
- Käyttöpäristö on sairaalaympäristö, erityisesti leikkauksall.
- Laite on tarkoitettu sekä aikuis- että lapsipotilaille. Laitteen käyttöä ei ole rajoitettu sukupuolen, iän (syntymästä lähtien) tai painon suhteen. Erikoissääkin määrääntä oikean koon kiinnisen tarpeen mukaan.
- Raskaana oleville tai imettäville naisille ei ole vasta-aiheita tai varoituksia.

<b>CE</b> <b>0051</b>	Täyttää asetuksen (EU) 2017/745 vaatimukset
<b>CH</b> <b>REP</b>	Valtuutettu edustaja Sveitsissä
<b>MD</b>	Lääkimäärällinen laite
<b>UDI</b>	Yksilöllinen laiteidentifikaatio (UDI)
<b>REF</b>	Tuotekoodi
<b>LOT</b>	Eränumero
	Kertäkyttöinen
	Ei saa uudestaanleikata
	Tutustu käyttöohjeisiin
	Varoituksia
	Vimeinen käyttöpäivämäärä
	Steriloitu steriilillä yhden esteen etyteenioksidilla
	Steriloitu steriilillä yhden esteen etyteenioksidilla, jossa on suojapakkaus
	Valmistaja

<b>CE</b> <b>0051</b>	Megfelel az (EU) 2017/745 rendelet előírásainak
<b>CH</b> <b>REP</b>	Svájci meghatalmazott képviselő
<b>MD</b>	Orvostechnikai eszköz
<b>UDI</b>	Egyedi eszközazonosító (UDI)
<b>REF</b>	Katalógusszám
<b>LOT</b>	Tételszám
	Tilos többször használni
	Tilos újraszterilizálni
	Lásd a használati utasítást
	Nem szabad használni, ha megsérült a csomagolás
	Figyelmeztetések
	Lejárati idő
	Etilén-oxiddal sterilizálva – egyszeres steril záróréteggel
	Etilén-oxiddal sterilizálva – egyszeres steril záróréteggel és külső védőcsomagolással
	Gyártó

<b>Žičnata elektroda za enkratno uporabo</b>	<b>SLOVENŠČINA</b>
--	--------------------










**Previdena uporaba**
Ignele elektrode so namenjene za zaznavanje biopotencialnih signalov z uporabo instrumentov za snemanje, spremljanje in stimulacijo, na primer v neurofiziologiji: elektromiografija (EMG), elektroencefalografija (EEG), intraoperativno spremljanje (IOM) in evocirani potenciali (EP).

##### Navodila za uporabo

- Ne uporabljajte izbrane igle, če je embalaža odprta ali poškodovana ali če je izdelek v potekel rok uporabnosti.
- Odprite sterilno vrečko in n ne vzemite iglo.
- Povežite žico / žice z napravo, ki jo uporabljate
- Odstranite zaščito igle.
- Iglo vstavite v predel, ki ga želite pregledati.
- Odstranite podkožno iglo in pazite, da žica / žice ostanejo vstavljene v pacienta.
- Iglo zavrzite v skladu s predvidenimi standardnimi protokoli.
- Po uporabi žice zavrzite v skladu s predvidenimi standardnimi protokoli.

### ! Opozorila

- Elektroda je samo za enkratno uporabo.
- Ta izdelek za enkratno uporabo ni zasnovan za ponovno uporabo. Poskusni čiščenja in ponovne uporabe tega pripomočka za enkratno uporabo izpostavljajo paciente in kirurge tveganju navzkrižne kontaminacije.
- Ne sterilizirajte ponovno.
- Uporabnik mora nositi rokavice za enkratno uporabo, da prepreči kontaminacijo pripomočka in s tem pacienta
- Osebe, ki je zadolženo za njegovo uporabo, so zdravstveni strokovnjaki.
- Uporabnik in/ali pacient mora proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient sedež, poročati o vseh resnih incidentih v zvezi s pripomočkom.
- Okolje uporabe je bolnišnično okolje, zlasti operacijska dvorana.
- Pripomoček je namenjen tako odraslim kot pediatričnim pacientom. Uporaba pripomočka ni omejena glede na spol, starost (od rojstva dalje) in težo. Zdravnik specialista bo določil ustrežno velikost glede na klinične potrebe.
- Kontraindikacij ali opozoril za nosečnice ali doječe matere ni.

<b>CE</b> <b>0051</b>	V skladu z Uredbo (EU) 2017/745
<b>CH</b> <b>REP</b>	Pooblaščenai zastopnik za Švico
<b>MD</b>	Medicinski pripomoček
<b>UDI</b>	Edinstveni identifikator pripomočka (UDI)
<b>REF</b>	Koda izdelka
<b>LOT</b>	Številka serije
	Ni za ponovno uporabo
	Ne sterilizirajte ponovno
	Glejte navodila za uporabo
	Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
	Opozorila
	Uporabno do
	Sterilizirano z etilen oksidom
	Sterilizirano z etilen oksidom z enojno sterilno pregrado
	Proizvajalec

<b>Egyzer használatos huzaletokródi</b>	<b>MAGYAR</b>
---	---------------










**Rendeltetésээрü használat**
A tülektroódkó, biopotenciális jelek kimutatására szolgálak, neurofiziológia vizsgálat, monitorozó és stimulációs műszerekkel használhatók a következő vizsgálatokhoz: elektromiográfia (EMG), elektroencefalográfia (EEG), intraoperatív monitorozás (IOM) és kiváltott potenciálók (EP).


### Használai utasítás

- Nem szabad használni a kiválasztott tűt, ha megsérült vagy nyitva van a csomagolás, illetve ha lejárt a termék felhasználhatósági ideje;
- Nyissa ki a steriil csomagolást, és vegye ki a tűt.
- Csatlakoztassa a huzalet/huzaletokat a használatban levő berendezéshez
- Vegye le a tű védőkupakját.
- Szúrja be a tűt a vizsgálandó testrészbé.
- Wagja ki a hipodermiszis tűt, ügyelve rá, hogy a huzalet(ok) a páciensen maradjanak.
- A tűt a standard protokoll szerint kell kidobni.
- Használat után a huzaletokat a standard protokoll szerint kell kidobni.

### Figyelmeztetések

- Az elektroódkó csak egyszer szabad felhasználni.
- Ez az egyszer használatos termék nem újrafelhasználásra készült. Az egyszer használatos eszközök tisztításá és újrafelhasználására tett kísérlet keresztaszennyeződés kockázatának teheti ki a pácienseket és a kezelőszemélyzetet.
- Tilos újraszterilizálni.
- Az eszköz és ezáltal a páciens szennyeződésének elkerülése érdekében a kezelőszemélyzetnek elődobható kesztyűt kell viselnie
- Az eszköz csak egészségügyi szakemberek használhatják.
- Az eszközzel kapcsolatos súlyos eseményeket a kezelőszemélyzet és/vagy a páciens köteles jelenteni a gyártóknak, illetve az adott tagállam illetékes hatóságának.
- Az eszközt kórházi környezetben, a műtöben kell használni.
- Az eszköz egyaránt használható felnőtök és gyermek pácienseken. Az eszköz kórosítás nélküli használható bármilyen nemű, elektrodi (a születéstől kezdve) és testfelület páciens esetében. A szakorvos határozza meg a megfelelő méretet a klinikai szükséglet alapján.
- Terhes vagy szoptató nők esetében nincsenek ellenjavallatok vagy figyelmeztetések.

<b>CE</b> <b>0051</b>	Regelung (EU) 2017/745 in Übereinstimmung mit
<b>CH</b> <b>REP</b>	Schweizer genehmigte Vertretung
<b>MD</b>	Medizinische Vorrichtung
<b>UDI</b>	Einzelne Geräte-Identifikationsnummer (UDI)
<b>REF</b>	Produktcode
<b>LOT</b>	Losnummer
	Wiederverwendung ist untersagt
	Wiederverwendung ist untersagt
	Benutzerhandbuch lesen
	Nicht wiederverwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Warnungen
	Benutzungsdauer
	Einmalig in einer Sterilpackung sterilisiert
	Etilenoxid mit einer sterilen Schutzschicht sterilisiert – einmalige Sterilisationsbarriere
	Hersteller

<b>CE</b> <b>0051</b>	Regulation (EU) 2017/745 in accordance with
<b>CH</b> <b>REP</b>	Swiss authorised representative
<b>MD</b>	Medical device
<b>UDI</b>	Individual device identification number (UDI)
<b>REF</b>	Product number
<b>LOT</b>	Lot number
	Reuse is prohibited
	Reuse is prohibited
	Read the user manual
	Do not reuse if the packaging is damaged
	Warnings
	Use-by date
	Sterilized once in a single-use sterile pack
	Ethylene oxide sterilized with a single-use sterile barrier or airtight packaging with a disinfectant wipe
	Manufacturer

<b>Žičnata elektroda za enkratno uporabo</b>	<b>SLOVENŠČINA</b>
--	--------------------










**Avsedd användning**
Nåleelektroder är avsedda för detektering av biopotentiala signaler genom användning av registrerings- av stimulerings- och stimuleringsinstrument för neurofysiologi, till exempel: Elektromyografi (EMG), elektroencefalografi (EEG), intraoperativ övervakning (IOM) och elektriska retningspotentialer (EP).

##### Bruksanvisning

- Använd inte den valda kanylen om påsen är skadad eller efter produktens utgångsdatum.
- Öppna den utvalda påsen och dra ut kanylen.
- Anslut tråden / trådarna till utrustningen
- Avlägsna kanylens hölje.
- För in kanylen i det område som ska undersökas.
- Dra försiktigt ut injektionskanylen så att tråden / trådarna stannar kvar inuti patienten.
- Släng kanylen i enlighet med de medföljande standardprotokollen.
- Släng trådarna efter användning i enlighet med de medföljande standardprotokollen.

### ! Varningar

- Elektronen är endast avsedd för engångsbruk.
- Den här engångsprodukten är inte gjord för återanvändas. Eventuella försök att rengöra och återanvända denna engångsprodukt medför risk för korskontamination av utsatta patienter och operatörer.
- Omsterilisera inte.
- För att undvika att produkten kontamineras och följaktligen även patienten måste användaren bära engångshandskar
- Användning är avsedd för specialiserad medicinsk personal.
- Användaren och/eller patienten måste rapportera alla allvariga tillbud i samband med produktens användning till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig.
- Användningsmiljön är sjukhus och mer specifikt i en operatiossall.
- Produkten kan användas både på vuxna patienter och barn. Produkten har inga användningsbegränsningar i förhållande till kön, ålder (från födsel) eller vikt. Specialtistläkaren bedömer den korrekta storleken för det kliniska behovet.
- Det föreligger inga kontraindikationer eller varningar för gravida eller ammande kvinnor.

<b>CE</b> <b>0051</b>	Följer förordning (EU) 2017/745
<b>CH</b> <b>REP</b>	Behörig representant från Schweiz
<b>MD</b>	Medicinteknisk produkt
<b>UDI</b>	Produktens unika identifieringsnummer (UDI)
<b>REF</b>	Produktkod
<b>LOT</b>	Satsnummer
	Endast för engångsbruk
	Omsterilisera inte
	Se bruksanvisning
	Får inte användas om förpackningen är skadad
	Varningar
	Utgångsdatum
	Steriliserad med etylenoxid för steriil enkelbarriär
	Steriliserad med etylenoxid för steriil enkelbarriär med yttre skyddsförpackning
	Tillverkare

<b>ディスポーザブルワイヤ電極</b>	<b>日本語</b>
----------------------	------------


**使用目的**
針電極は、神経生理学における機器を用いた刺激、記録、モニタリングで生体電位信号を検出するためのものです。例えば、脳电图 (EMG)、脳波 (EEG)、術中モニタリング (IOM)、誘発電位 (EP) で使用されます。

### 使用方法

- 選択した針のパッケージが開いていたり、破損していたり、製品の有効期間が切れている場合は使用しないでください。
- 殺菌パッケージを開封し、針を取り出します。
- 使用する機器にワイヤーを接続します。
- 針を保護を取り外します。
- ワイヤーが患者に挿入されます。
- 検査する部位に針を挿入します。
- 針を引きます。
- 標準プロトコルに従って、針を廃棄します。
- 使用後は、標準プロトコルに従って、ワイヤーを廃棄します。

### ! 警告

- 電極はディスポーザブル機器です。
- このディスポーザブル製品を再使用することはできません。
- このディスポーザブル機器を洗浄して再使用を試みると、患者と医療オペレーターが交差汚染のリスクにさらされることになります。
- 再殺菌禁止。
- 装置の汚染、すなわち患者の汚染を避けるため、ユーザーはディスポーザブル手袋を着用する必要があります
- 使用する担当者らは、専門医師です。
- 本装置に関連する重大な事故が発生した場合、ユーザーおよび/または患者は製造者と使用者および/または患者が居住する国の所轄官庁へ報告することが必要です。
- 使用環境は、病院施設の手術室です。
- 本製品は、成人および小児患者を対象としています。 本製品は、性別、年齢（出生以後）、体重に関する使用制限はありません。 専門医師が臨床上の必要性に応じて適切なサイズを特定します。
- 妊娠中や授乳中の女性に対する禁忌や警告はありません。

<b>CE</b> <b>0051</b>	Regelung (EU) 2017/745 in Übereinstimmung mit
<b>CH</b> <b>REP</b>	Schweizer genehmigte Vertretung
<b>MD</b>	Medizinische Vorrichtung
<b>UDI</b>	Einzelne Geräte-Identifikationsnummer (UDI)
<b>REF</b>	Produktcode
<b>LOT</b>	Losnummer
	Wiederverwendung ist untersagt
	Wiederverwendung ist untersagt
	Benutzerhandbuch lesen
	Do not reuse if the packaging is damaged
	Warnungen
	Benutzungsdauer
	Einmalig in einer Sterilpackung sterilisiert
	Etilenoxid mit einer sterilen Schutzschicht sterilisiert – einmalige Sterilisationsbarriere
	Hersteller

<b>CE</b> <b>0051</b>	Regulation (EU) 2017/745 in accordance with
<b>CH</b> <b>REP</b>	Swiss authorised representative
<b>MD</b>	Medical device
<b>UDI</b>	Individual device identification number (UDI)
<b>REF</b>	Product code
<b>LOT</b>	Lot number
	Reuse is prohibited
	Reuse is prohibited
	Read the user manual
	Do not reuse if the packaging is damaged
	Warnings
	Use-by date
	Sterilized once in a single-use sterile pack
	Ethylene oxide sterilized with a single-use sterile barrier or airtight packaging with a disinfectant wipe
	Manufacturer

<b>Žičnata elektroda za enkratno uporabo</b>	<b>SLOVENŠČINA</b>
--	--------------------

<b>Vienreizlietajs stieples veida elektrods</b>	<b>LATVISKI</b>
---	-----------------

<b>Vienkartinis vielinis elektrodas</b>	<b>LIETUVISKI</b>
---	-------------------

<b>Electrod cu fir de unica folosinta</b>	<b>ROMÂNĂ</b>
---	---------------

<b>Elektrodi za enkratno uporabo</b>	<b>SRPSKI</b>
--------------------------------------	---------------










<b>Elektrodi za enkratno uporabo</b>	<b>UKRAJINSKI</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Elektrodi za enkratno uporabo</b>	<b>BIELORUSKI</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Elektrodi za enkratno uporabo</b>	<b>UKRAJINSKI</b>
--------------------------------------	-------------------

### ! Brīdinājumi

- Elektrods ir vienreizējais lietošanas ierīce.
- Šis vienreizlietojams produkts nav paredzēts atkārtoti lietošanai. Mēģinājumi notīrīt un atkārtoti lietot šo vienreizlietojamo ierīci pakāuj pacientus un lietotājus krusteniskās piesārpošanas riskam.
- Nesterilizēt atkārtoti!
- Lai nepieļautu ierīces un līdz ar to pacienta piesārņošanu, lietotājam ir obligāti jālieto vienreizlietojamie cimdi.
- Šo ierīci drīkst lietot tikai ārstniecības personam.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai gan pieaugušiem pacientiem, gan pacientiem bērniem. Ierīcei nav lietošanas ierobežojumu atkarībā no dzimuma, vecuma (sākot no dzimšanas brīža) vai svara. Ārstniecības speciālists noteic pareizos izmērus klīniskajām vajadzībām.
- Lietošanas vide ir īpaši iekārtota operāciju zāle slimnīcā.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai gan pieaugušiem pacientiem, gan pacientiem bērniem. Ierīcei nav lietošanas ierobežojumu atkarībā no dzimuma, vecuma (sākot no dzimšanas brīža) vai svara. Ārstniecības speciālists noteic pareizos izmērus klīniskajām vajadzībām.
- Nav īpaši kontraindikāciju vai brīdinājumu grūtniecēm vai sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti.

<b>CE</b> <b>0051</b>	Atbilst Regulai 2017/745 (ES)
<b>CH</b> <b>REP</b>	Sveicarijas iģalotais atstovas
<b>MD</b>	Medicīniska priemone
<b>UDI</b>	Unikalusis priemones identifikatorius (UDI)
<b>REF</b>	Kataloga numurs
<b>LOT</b>	Partijas numuris
	Naudoti tik vien kartā
	Nesterilizēt atkārtoti
	Skatīt lietošanas instrukcijas
	Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts
	Brīdinājumi
	Derīguma termiņš
	Sterilizēts ar etilēnoksidu ar vienu sterilo barjeru
	Sterilizēts ar etilēnoksidu ar vienu sterilo barjeru ar aizsargiepakojumu no ārpuses
	Ražotājs

<b>CE</b> <b>0051</b>	Atbilst regulai (ES) 2017/745
<b>CH</b> <b>REP</b>	Sveicarijas iģalotais atstovas
<b>MD</b>	Medicīniska priemone
<b>UDI</b>	Unikalusis priemones identifikatorius (UDI)
<b>REF</b>	Kataloga numurs
<b>LOT</b>	Partijas numuris
	Naudoti tik vien kartā
	Nesterilizuoti pakartotai
	Skatityti naudojimo instrukciją
	Nenaudoti, jei pakuotė pažeista
	Įspėjimai
	Galiojimo pabaigos data
	Sterilizuoti etileno oksidu, vieno sterilus barjero
	Sterilizuoti etileno oks