












SUOMI	SUOMI	SUOMI	SUOMI
Käyttötarkoitus	Rendeltetészerű használat	使用目的	Paradizētais lietojums
ERG-lankalektróda sovelmutar sarveikalvon ja skleeran potentiaalien rekisteriintin elektroretrografian (ERG) avulla.	Az ERG huzalektródák a korneális és szklerális potenciálok elektroretnográfával (ERG) történő vizsgálataá szolgálnak .	ERG stieples elektrodi ir paredzēti rdzēnes un cīsplesnes potenciālu reģistrācijai ar elektroretnogrāfijā (ERG) palīdzību.	ERG stieples elektrodi ir paredzēti rdzēnes un sklēros potenciālam apktēti reģistrācijai ar elektroretnogrāfijā (ERG) palīdzību.
Käyttöohjeet <div> <div><ol style="list-style-type: none">Älä käyttää elektrodiä, jos pakkaus on avattu, vahingoittunut tai jos tuote on vanhentunut. Avaa steriili pussi ja ota elektrodi pois. Valmistele iho alueita, joihin kaksi limittavaa taustavälyä on tarkoitettu kiinnittää. Pyyhi potilasta aamuaan silmiä, näin on katsottava yleisgään. Kiinnitä kaksi tukea kovan mukaisesti! Huolehdi siitä, että lanka on kovan soittamaan aseenossa. Huolehdi siitä, että lanka on mahdollisimman paljon kosketuksissa silmän kanssa. Pyyhi potilasta sukumaan silmää. Tarkasta signaalin laatu. Käytön jälkeen hävitä elektrodi sairaalan standardprotokollien mukaisesti.</div> <div> <div></div> </div> </div>	Használati utasítás <div> <div><ol style="list-style-type: none">Nem szabad használni a kiválasztott elektródát, ha megsérült vagy nyitva van a csomagolása, illetve ha tárgy a termék felhasználhatóság ideje; Avaz sterilis püssi ja ota elektrodi pois. Nyissa ki a sterili csomagolást, és vegye ki az elektródát; Készítse elő a bőrfelületet, ahová fel fogják ragasztani a két tapaszt; A páciens nyissa ki a szemét és nézzen felfelé; Nevezze meg a két tapaszt az elvárás szerint a kezelő személynek; Ügyeljen rá, hogy a huzal a lehető legnagyobb mértékben érintkezzen a szemmel; Huolehdi siitä, että lanka on mahdollisimman paljon kosketuksissa silmän kanssa. Pyyhi potilasta sukumaan silmää. Használat után az elektródát a kórház standard protokollja szerint kell kidobni.</div> <div> <div></div> </div> </div>	使用方法 <div> <div><ol style="list-style-type: none">選択した電極のパッケージが開いていたり、破損していたり、製品の有効期限が切れている場合は使用しないでください。 2つの粘着剤を貼る部分の皮膚を消毒します。 電極パッケージを開封し、電極を取り出します。 粘着剤を貼る部分を開かずに、患者は上を見なければなりません。 目を開き、電極は上を見なければなりません。 図のようにより2つの支持を取り付けます。 ワイヤーが画面に示された位置にあるように注意してください。 ワイヤーが可能な限り目に触れるように注意します。 患者に目を閉じさせます。 患者の目を確認してください。 使用後は、病院の標準プロトコルに従って、電極を捨ててください。</div> <div> <div></div> </div> </div>	Paradizētais lietojums <div> <div><ol style="list-style-type: none">Nelietojiet izvēlēto elektrodi, ja iepakojums ir bijis atvērts vai ir bojāts vai ir beidzies izstrādājuma derīguma termiņš. Atvēriet sterili paku un izņemiet elektrodi. Sagatavojiet ādu apgabali, kur noodams uzlikt abus atbalsta plāksurus. Lieciet pacientam atvērt aci; pacientam ir jāskatās augšup. Uzlieciet abus atbalsta plāksurus, kā parādīts attēlā. Pievērsiet uzmanību tam, lai stieple atrastos līdz stāvokli, kā parādīts attēlā. Pievērsiet uzmanību tam, lai stieple atrastos pēc iespējas kontaktā ar aci. Lieciet pacientam aizvērt aci. Pārbaudiet signāla kvalitāti. Pēc lietošanas izmetiet elektrodi saskaņā ar slimnīcas standartu noteikumiem.</div> <div> <div></div> </div> </div>

Varoituksia

- ERG-elektrodi on kertäkäyttötuote. Sitä ei ole tarkoitettu käyttäväksi uudelleen, jos tätä kertäkäyttöä laitetta yrittäkin puhdistaa ja käyttää uudelleen, altistetaan potilaat ja työntekijät riskikontaminaatiovaralle.
- ERG-elektrodi on steriili
- Ei saa uudelleensteriloida.
- Laitteen ja siten myös potilaan kontaminaation välttämiseksi käytettäjän on käytettävä kertäkäyttöksineitä
- Sen käyttöön valtuutettu henkilöstö on lääketieteellinen ammattihenkilöstö.
- Käyttäjän ja/tai potiaan on ilmoitettava kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista valmistajalle ja sen jäseniönton toimivaltuutelle viranomaiselle, johon käyttää ja/tai potiaan on sijoitautunut.







- Käyttöpäätös on sairaalapäätös, erityisesti leikkauksilla.
- Laitte on tarkoitettu sekä aikuis- että lapsipotilaille. Laitteen käyttöä ei ole rajoitettu sukupolein, lain (sytymistä lähtien) tai painon suhteen.
- Erkoislaäkäri määrittää olean koon kiinnitimen tarpeen mukaan.
- Raskaana oleville tai imettävälle naisille ei ole vasta-aiheita tai varoituksia.

CE 0051	Täyttää asetuksen (EU) 2017/745 vaatimukset
CH REP	Valtuutettu edustaja Sveitsissä
MD	Lääkinällinen laite
REF	Koodi
LOT	Erä
UDI	Yksilöllinen laitetunniste (UDI)
STERILIZED	Steriloitu steriilillä yhden esteen etyleenioksidilla
STERILIZED	Steriloitu steriilillä yhden esteen etyleenioksidilla, jossa on suojapakkaus
	Käytä ennen ilmoitettua päivämäärää
	Ei saa uudelleensteriloida
	Älä käytä uudelleen
	Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut
	Tutustu käyttöohjeisiin
	Tuottaja







SUOMI	SUOMI	SUOMI	SUOMI
Rendeltetészerű használat	使用目的	Paradizētais lietojums	Pasirinkto elektrodi naudojimo instrukcija
Az ERG huzalektródák a korneális és szklerális potenciálok elektroretnográfával (ERG) történő vizsgálataá szolgálnak .	ERG stieples elektrodi ir paredzēti rdzēnes un cīsplesnes potenciālu reģistrācijai ar elektroretnogrāfijā (ERG) palīdzību.	ERG stieples elektrodi ir paredzēti rdzēnes un sklēros potenciālam apktēti reģistrācijai ar elektroretnogrāfijā (ERG) palīdzību.	Pasirinkto elektrodi skirti naudoti ragenos ir sklēros potencialiams apktēti elektikant elektroretnogrāfijā (ERG).
Használati utasítás <div> <div><ol style="list-style-type: none">Nem szabad használni a kiválasztott elektródát, ha megsérült vagy nyitva van a csomagolása, illetve ha tárgy a termék felhasználhatóság ideje; Avaz sterilis püssi ja ota elektrodi pois. Nyissa ki a sterili csomagolást, és vegye ki az elektródát; Készítse elő a bőrfelületet, ahová fel fogják ragasztani a két tapaszt; A páciens nyissa ki a szemét és nézzen felfelé; Nevezze meg a két tapaszt az elvárás szerint a kezelő személynek; Ügyeljen rá, hogy a huzal a lehető legnagyobb mértékben érintkezzen a szemmel; Huolehdi siitä, että lanka on mahdollisimman paljon kosketuksissa silmän kanssa. Pyyhi potilasta sukumaan silmää. Használat után az elektródát a kórház standard protokollja szerint kell kidobni.</div> <div> <div></div> </div> </div>	使用方法 <div> <div><ol style="list-style-type: none">選択した電極のパッケージが開いていたり、破損していたり、製品の有効期限が切れている場合は使用しないでください。 2つの粘着剤を貼る部分の皮膚を消毒します。 電極パッケージを開封し、電極を取り出します。 粘着剤を貼る部分を開かずに、患者は上を見なければなりません。 目を開き、電極は上を見なければなりません。 図のようにより2つの支持を取り付けます。 ワイヤーが画面に示された位置にあるように注意してください。 ワイヤーが可能な限り目に触れるように注意します。 患者に目を閉じさせます。 患者の目を確認してください。 使用後は、病院の標準プロトコルに従って、電極を捨ててください。</div> <div> <div></div> </div> </div>	Lietošanas instrukcijas <div> <div><ol style="list-style-type: none">Nelietojiet izvēlēto elektrodi, ja iepakojums ir bijis atvērts vai ir bojāts vai ir beidzies izstrādājuma derīguma termiņš. Atvēriet sterili paku un izņemiet elektrodi. Sagatavojiet ādu apgabali, kur noodams uzlikt abus atbalsta plāksurus. Lieciet pacientam atvērt aci; pacientam ir jāskatās augšup. Uzlieciet abus atbalsta plāksurus, kā parādīts attēlā. Pievērsiet uzmanību tam, lai stieple atrastos līdz stāvokli, kā parādīts attēlā. Pievērsiet uzmanību tam, lai stieple atrastos pēc iespējas kontaktā ar aci. Lieciet pacientam aizvērt aci. Pārbaudiet signāla kvalitāti. Pēc lietošanas izmetiet elektrodi saskaņā ar slimnīcas standartu noteikumiem.</div> <div> <div></div> </div> </div>	Naudojimo instrukcija <div> <div><ol style="list-style-type: none">Pasirinkto elektrodi skirti naudoti ragenos ir sklēros potencialiams apktēti elektikant elektroretnogrāfijā (ERG). Atsidarykite sterili maišėlį ir išimkite elektrodą. Paruoškite odą vietose, kuriose bus klijuojami du lipniai pagrindai. Paprašykite pacientą atsiminti ir žiūrėti aukštyn. Įdėkite abu atbalsto plokštutes, kaip parodyta paveikslėlyje. Pasirūpinkite, kad vielės būtų pavėikite nurodytose vietose. Pasirūpinkite, kad vielės būtų pavėikite nurodytose vietose. Pasirūpinkite, kad vielės kuo labiau liestų akį. Paprašykite paciento užsimirti. Uždarykite signalo kokybę. Baigę naudoti elektrodą patalinkite laikymosi standartinį ligoninės protokolą.</div> <div> <div></div> </div> </div>





Figyelmeztetések

- Az ERG elektróda egyszer használatos termék. Nem újratehasználásra készült. Az egyszer használatos eszközt tisztítás és újratehasználásra tett kísérlet keresztiszennyeződés kockázatának teheti ki a pácienseket és a kezelőszemélyzetet
- Az ERG elektróda sterili;
- Tiltott újrateherizálni.
- Az eszköz és ezáltal a páciens szennyeződésének elkerülése érdekében a kezelőszemélyzetnek eldobható készítyűt kell viselnie
- Az eszköz csak egyezőségűly szakemberek használhatójak.
- Az eszközt kapcsolatos súlyos eseményeket a kezelőszemélyzet és/vagy a páciens köteles jelenteni a gyártóknak, illetve az adott tagállam illetékes hatóságának.
- Az eszközt kórházi környezetben, a műtőben kell használni.
- Az eszközt egyaránt használható felnőttek és gyermek pácienseknek. Az eszköz korlátozás nélkül használható bármilyen nemű, életkorú (a szüléttől kezdve) és testtípusú páciens esetében. A szakorvos határozza meg a megfelelő méretet a klinikai szükséglet alapján.
- Terhes vagy szoptató nők esetében nincsenek ellenjavallatok vagy figyelemztetések.

CE 0051	Megfelel az (EU) 2017/745 rendelet előírásainak
CH REP	Svájc meghatalmazott képviselő
MD	Orvosi segédesszköz
REF	Kód
LOT	Rótt
UDI	Tétel
STERILIZED	Egyedi eszközbazonosító (UDI)
STERILIZED	Etlén-oxidokkal sterilizálva – egyszeres steril záróréteggel
STERILIZED	Etlén-oxidokkal sterilizálva – egyszeres steril záróréteggel és külső védőcsomagolásal
	A feltüntetett dátum előtt fel kell használni
	Tilos újrateherizálni
	Tilos újrahaználni
	Nem szabad használni, ha megsérült a csomagolása
	Lásd a használati utasítást
	Gyártó







CE 0051	規則 (EU) 2017/745 に適合
CH REP	スイス公認代理店
MD	医療機器
REF	コード
LOT	ロット
UDI	個体識別番号 (ID)
STERILIZED	シングルバリアー滅菌式でエチレンオキシドを使用しして滅菌済み
STERILIZED	外側に保護包装を設け、シングルバリアー滅菌式でエチレンオキシドを使用しして滅菌済み
	表示された期日までに使用してください
	再殺菌禁止
	再使用禁止
	パッケージが破損している場合は、使用しないでください
	取扱説明書を参照してください
	製造者





CE 0051	Atbilst Regulai 2017/745 (ES)
CH REP	Plinvarotais pārstāvis Šveicē
MD	Medicīniskā ierīce
REF	Kods
LOT	Partija
UDI	Ierīces vienotais identifikators (UDI)
STERILIZED	Sterilizēta etilēno oksīdu, vieno sterilaus barjēro sistēma
STERILIZED	Sterilizēta etilēno oksīdu, vieno sterilaus barjēro sistēma su apsaugīgu ierīcē pakotē
	Naudoti ki nurodytos datos
	Nesterilizuoti pakartotini
	Nenaudoti pakartotini
	Nenaudoti, jei pakotė pažeista
	Skaityti naudojimo instrukciją
	Rašytojas

LATVISKI	LATVISKI	LATVISKI	LATVISKI
Pasirinkto elektrodi naudojimo instrukcija	使用目的	Paradizētais lietojums	Paradizētais lietojums
Pasirinkto elektrodi skirti naudoti ragenos ir sklēros potencialiams apktēti elektikant elektroretnogrāfijā (ERG).	ERG stieples elektrodi ir paredzēti rdzēnes un cīsplesnes potenciālu reģistrācijai ar elektroretnogrāfijā (ERG) palīdzību.	ERG stieples elektrodi ir paredzēti rdzēnes un sklēros potenciālam apktēti reģistrācijai ar elektroretnogrāfijā (ERG) palīdzību.	ERG stieples elektrodi ir paredzēti rdzēnes un sklēros potenciālam apktēti reģistrācijai ar elektroretnogrāfijā (ERG) palīdzību.
Naudojimo instrukcija <div> <div><ol style="list-style-type: none">Pasirinkto elektrodi nenaudokite, jeigu atidaryta ar pažeista pakuoėe arba su dach grodusu a expira. Atsidarykite sterili maišėlį ir išimkite elektrodą. Paruoškite odą vietose, kuriose bus klijuojami du lipniai pagrindai. Paprašykite pacientą atsiminti ir žiūrėti aukštyn. Įdėkite abu atbalsto plokštutes, kaip parodyta paveikslėlyje. Pasirūpinkite, kad vielės būtų pavėikite nurodytose vietose. Pasirūpinkite, kad vielės būtų pavėikite nurodytose vietose. Pasirūpinkite, kad vielės kuo labiau liestų akį. Paprašykite paciento užsimirti. Uždarykite signalo kokybę. Baigę naudoti elektrodą patalinkite laikymosi standartinį ligoninės protokolą.</div> <div> <div></div> </div> </div>	使用方法 <div> <div><ol style="list-style-type: none">選択した電極のパッケージが開いていたり、破損していたり、製品の有効期限が切れている場合は使用しないでください。 2つの粘着剤を貼る部分の皮膚を消毒します。 電極パッケージを開封し、電極を取り出します。 粘着剤を貼る部分を開かずに、患者は上を見なければなりません。 目を開き、電極は上を見なければなりません。 図のようにより2つの支持を取り付けます。 ワイヤーが画面に示された位置にあるように注意してください。 ワイヤーが可能な限り目に触れるように注意します。 患者に目を閉じさせます。 患者の目を確認してください。 使用後は、病院の標準プロトコルに従って、電極を捨ててください。</div> <div> <div></div> </div> </div>	Lietošanas instrukcijas <div> <div><ol style="list-style-type: none">Nelietojiet izvēlēto elektrodi, ja iepakojums ir bijis atvērts vai ir bojāts vai ir beidzies izstrādājuma derīguma termiņš. Atvēriet sterili paku un izņemiet elektrodi. Sagatavojiet ādu apgabali, kur noodams uzlikt abus atbalsta plāksurus. Lieciet pacientam atvērt aci; pacientam ir jāskatās augšup. Uzlieciet abus atbalsta plāksurus, kā parādīts attēlā. Pievērsiet uzmanību tam, lai stieple atrastos līdz stāvokli, kā parādīts attēlā. Pievērsiet uzmanību tam, lai stieple atrastos pēc iespējas kontaktā ar aci. Lieciet pacientam aizvērt aci. Pārbaudiet signāla kvalitāti. Pēc lietošanas izmetiet elektrodi saskaņā ar slimnīcas standartu noteikumiem.</div> <div> <div></div> </div> </div>	Naudojimo instrukcija <div> <div><ol style="list-style-type: none">Pasirinkto elektrodi skirti naudoti ragenos ir sklēros potencialiams apktēti elektikant elektroretnogrāfijā (ERG). Atsidarykite sterili maišėlį ir išimkite elektrodą. Paruoškite odą vietose, kuriose bus klijuojami du lipniai pagrindai. Paprašykite pacientą atsiminti ir žiūrėti aukštyn. Įdėkite abu atbalsto plokštutes, kaip parodyta paveikslėlyje. Pasirūpinkite, kad vielės būtų pavėikite nurodytose vietose. Pasirūpinkite, kad vielės būtų pavėikite nurodytose vietose. Pasirūpinkite, kad vielės kuo labiau liestų akį. Paprašykite paciento užsimirti. Uždarykite signalo kokybę. Baigę naudoti elektrodą patalinkite laikymosi standartinį ligoninės protokolą.</div> <div> <div></div> </div> </div>

Įspėjimai


- ERG elektrodas yra vienkartinė priemonė. Jis neskirtas naudoti pakartotinai. Bandant išvlyti ir pakartotinai naudoti šią vienkartinę priemonę, pacientams ir operatoriems kyra kirminio užteršimo pavojus.
- ERG elektrodas yra sterilus.
- Nesterilizuokite pakartotinai.
- Kad nebūtų užteršta priemonė, taigi ir pacientas, naudotojas privalo mōvėti vienkartinę priemonę.
- Priemonė skirta naudoti tik medicinos specialistams.
- Apie visus su priemonės susijusius rimtus incidentus naudotojas ir (arba) pacientas privalo pranešti šalies narės, kurioje naudotojas ir (arba) pacientas yra įregistruojamas / įsikūrus, kompetetingai institucijai.
- Naudojimo aplinka yra ligoninė, konkrečiai – operacinė.
- Priemonė skirta suaugusiems ir vaikams. Nėra jokių priemonės naudojimo ribojimų pagal paciento lytį, amžių (nuo gimimo) ir svorį.
- Tinkamą dydį pagal klinikinius poreikius nustato medicinos specialistas.
- Nėra jokių priemonės naudojimo nėšiosioms arba žindančioms moterims kontraindikacijų arba įspėjimų.

CE 0051	Atbinka reglamentą (ES) 2017/745
CH REP	Šveicarijos įgaliojatis atstovus
MD	Medicinos priemonė
REF	Katalogo numeris
LOT	Partija
UDI	Unikalūs priemonės identifikatorius (UDI)
STERILIZED	Steriluizuota etileno oksidu, vieno sterilaus barjero sistema
STERILIZED	Steriluizuota etileno oksidu, vieno sterilaus barjero sistema su apsaugine ierīcē pakotē
	Naudoti iki nurodytos datos
	Nesterilizuoti pakartotini
	Nenaudoti pakartotini
	Nenaudoti, jei pakuoėe pažeista
	Skaityti naudojimo instrukciją
	Gamintojas

LIETUVIŲ	LIETUVIŲ	LIETUVIŲ	LIETUVIŲ
Utilizare preconizată	Electrodi cu fir ERG sunt destinați	ROMÂNĂ	Электрод для ЭРГ со стерильной нитью
Electrodi cu fir ERG sunt destinați înregistrării potențialelor corneene și sclerale prin intermediu electroretnografiei (ERG).	Electrodi cu fir ERG sunt destinați înregistrării potențialelor corneene și sclerale prin intermediu electroretnografiei (ERG).	Электроды для ЭРГ с стерильной нитью предназначены для регистрации роговичных и склеральных потенциалов во время проведения электроретнографии (ЭРГ).	Электроды для ЭРГ со стерильной нитью предназначены для регистрации роговичных и склеральных потенциалов во время проведения электроретнографии (ЭРГ).
Instrucțiuni de utilizare <div> <div><ol style="list-style-type: none">Nu utilizați electrodiul selectat, dacă ambalajul este deschis sau deteriorat sau dacă produsul a expirat. Deschideți pungă sterilă și scoateți electrodiul; Preparați pielea în zonă în care urmează să fie aplicate cele două suporturi adhezive; Cereți pacientului să deschidă ochiul, pacientul trebuie să privească în sus; Aplicați cele două suporturi așa cum se arată în figură; Aveți grijă ca firul să se afle în poziția indicată în imagine; Aveți grijă ca firul să fie în contact cu ochiul cât mai mult posibil; Cereți pacientului să închidă ochiul; Verificați calitatea semnalului. După utilizare, eliminați electrodiul conform protocoalelor standard spitalicești.</div> <div> <div></div> </div> </div>	Инструкция по применению <div> <div><ol style="list-style-type: none">Не используйте электрод в случае повреждения упаковки или истечения срока годности. Открыть стерильную упаковку и достать электрод: Подготовьте участки кожи, куда будут крепиться два адгезивных держателя. Скажите пациенту открыть глаз и смотреть вверх. Наклейте два адгезивных держателя как показано на рисунке. Вынимайте следите за правильным расположением нити (как показано на рисунке). Внимательно следите за тем, чтобы нить плотно прилегала к глазу. Скажите пациенту закрыть глаза. Проверьте качество сигнала. После использования утилизируйте электрод, следуя применяемому в данном медицинском учреждении стандартному протоколу.</div> <div> <div></div> </div> </div>	Prezuprețurări <div> <div><ol style="list-style-type: none">Electrodul ERG este un produs de unică folosință. Nu este conceput pentru reutilizare. Încercările de curățare și reutilizare ale acestui dispozitiv de unică folosință expun pacienții și operatorii la riscul de contaminare încruciată. Electrodul ERG este steril; A nu se reutiliza. Pentru a evita contaminarea dispozitivului și, prin urmare, a pacientului, utilizatorul trebuie să poarte mănuși de unică folosință Personalul desemnat să îl folosească este personalul medical specializat. Este necesar ca utilizatorul și/sau pacientul să raporteze producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul. Mediul de utilizare este mediul spitalicesc, în special sala de operație. Dispozitivul este destinat atât pacienților adulți, cât și celor pediatrici. Dispozitivul nu are limitări de utilizare în ceea ce privește sexul, vârsta (după naștere), greutatea. Medicul specialist va identifica dimensiunea corectă în funcție de nevoile clinice. Nu există contraindicații sau avertismente pentru femeile însărcinate sau care alăptează.</div> <div> <div></div> </div> </div>	Prezuprețurări <div> <div><ol style="list-style-type: none">Электрод для ЭРГ - это однократное изделие. Он не предназначен для повторного применения. Попытки чисти и повторного использования данного однократного устройства подвергнут пациента и медработников опасности перекрестного заражения. Электрод для ЭРГ стерilen; Не стерилизовать повторно. Во избежание заражения изделия и, соответственно, заражения пациента, пользователь должен использовать однократные перчатки Работать с изделием может только специализированный медицинский работник. Пользователь нити пациент должны сообщить о любых серьезных инцидентах, связанных с изделием, производителю и компетентному органу государства, в котором находится пользователь или пациент. Предназначено для использования в строго больничной среде, в частности, в операционном зале. Изделие может применяться как для взрослых пациентов, так и для детей. Изделие не имеет никаких ограничений в использовании касательно пола, возраста (начиная с рождения), веса. Врач-специалист определит правильный размер в соответствии с клиническими потребностями. Не существует противопоказаний или особых предупреждений для беременных или кормящих женщин.</div> <div> <div></div> </div> </div>

Avvertimento

- Electrodul ERG este un produs de unică folosință. Nu este conceput pentru reutilizare. Încercările de curățare și reutilizare ale acestui dispozitiv de unică folosință expun pacienții și operatorii la riscul de contaminare încruciată.
- Electrodul ERG este steril;
- A nu se reutiliza.
- Pentru a evita contaminarea dispozitivului și, prin urmare, a pacientului, utilizatorul trebuie să poarte mănuși de unică folosință
- Personalul desemnat să îl folosească este personalul medical specializat.
- Este necesar ca utilizatorul și/sau pacientul să raporteze producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul.
- Mediul de utilizare este mediul spitalicesc, în special sala de operație.
- Dispozitivul este destinat atât pacienților adulți, cât și celor pediatrici. Dispozitivul nu are limitări de utilizare în ceea ce privește sexul, vârsta (după naștere), greutatea. Medicul specialist va identifica dimensiunea corectă în funcție de nevoile clinice.
- Nu există contraindicații sau avertismente pentru femeile însărcinate sau care alăptează.

CE 0051	Respectă Regulamentul (UE) 2017/745
CH REP	Reprezentant autorizat în Elveția
MD	Dispozitiv medical
REF	Cod
LOT	Lot
UDI	Identificator unic al dispozitivului (UDI)
STERILIZED	Sterilizat cu oxid de etilenă cu o singură barieră sterilă
STERILIZED	Sterilizat cu oxid de etilenă cu o singură barieră sterilă, cu ambalaj exterior de protecție
	Nu se utiliza înainte de data indicată