



EMG

AGO MONOPOLARE MONOUSO



CND
RDM

N010101
144089/R

Descrizione

Caratterizzati da un'ergonomica impugnatura pressofusa, un ago elettrodo altamente affilato, un isolamento che garantisce la massima scorrevolezza, un'ottima pulizia di segnale di registrazione ed un sistema di codice colori per distinguere le varie misure adatte a tutti i tipi di muscoli.

Forniti in versione standard con cavo da 76 cm e connettore di sicurezza 1,5 mm.

Materiali

Ago	Acciaio
Isolamento ago	PTFE
Impugnatura ago	PE
Copertura ago	PE
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	CuZn/Au con isolante PVC
Packaging	Carta medica/PET-PE

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Metodo di sterilizzazione	Ossido di etilene (EtO)
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	TFDNXXXXXX
Diametro ago	0,35 mm - 0,45 mm
Lunghezza ago	Da 15 a 75 mm
Area di registrazione	0,28 – 0,34 mm ²
Lunghezza cavo	76 cm
Connettore	Presca di sicurezza DIN 42802

Colore hub 

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓

Altre versioni disponibili su richiesta