



EMG

CAVI DI CONNESSIONE PER AGHI ELETTRODI EMG



CND
RDM

N010101
212212/R

Descrizione

Disponibili su richiesta
differenti lunghezze e
connettori per tutti gli EMG
in commercio.



Materiali

| | |
|------------|------------------------|
| Cavo | Cu/Sn con isolante PVC |
| Connettore | PE |
| Box | PP |

Salute

| | |
|--|----|
| Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993) | Sì |
| Lattice | No |
| Ftalati | No |

Specifiche prodotto

| | |
|-----------------|---|
| Codice generico | MNCXXXXXXXX |
| Lunghezza cavo | Da 100 a 200 cm, schermato |
| Colore cavo |   |
| Connettore | Presca di sicurezza DIN 42802 |

Ambiente

| | |
|---------|---|
| RoHS II | ✓ |
| REACH | ✓ |

Altre versioni disponibili su richiesta