



EMG

## CAVI DI CONNESSIONE PER AGHI ELETTRODI EMG



CND  
RDM

N010101  
212212/R

### Descrizione

Cavetti di connessione per aghi bipolari (concentrici, macro e singola fibra). Cavo extraflessibile e connessione pressofusa. Disponibili su richiesta differenti lunghezze e connettori per tutti gli EMG in commercio.



### Materiali

Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	PE
Box	PP

### Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Ftalati	No

### Specifiche prodotto

Codice generico	100XXXXXXXX
Lunghezza cavo	Da 76 a 200 cm
Colore cavo	 
Connettore	Pentapolare DIN 45322

### Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓

Altre versioni disponibili su richiesta