




EMG

CAVI DI CONNESSIONE PER AGHI ELETTRODI EMG



CND
RDM

N010101
212212/R

Descrizione

Cavetti di connessione per aghi bipolari (concentrici, macro e singola fibra).
Cavo extraflessibile e connessione pressofusa.
Disponibili su richiesta differenti lunghezze e connettori per tutti gli EMG in commercio.



Materiali

Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	PE
Box	PP

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	100XXXXXXXXX, MNHXXXX
Lunghezza cavo	Da 76 a 200 cm
Colore cavo	 
Connettore	Pentapolare DIN 45322

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓

Altre versioni disponibili su richiesta