




EMG

## ELETTRODI A DISCO


**CND**  
**RDM**
**N010101**  
**212212/R**

### Descrizione

Una coppia di elettrodi a disco di diametro 10 mm dorati utilizzabili per stimolazione e registrazione che garantiscono massima flessibilità nel loro utilizzo. Su richiesta disponibili con lunghezze cavo, connettori e configurazioni differenti.

### Materiali

Sensore	Au
Impugnatura elettrodo	PE
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	Cu/Au con isolante PE
Packaging	PP

### Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Nickel	No
Ftalati	No

### Specifiche prodotto

Codice generico	SRDISCXXXXXXX
Diametro elettrodo	10 mm
Connettore	Presca di sicurezza DIN 42802, Pentapolare DIN 43522
Taglia	Adulto, Pediatrico

### Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓

Altre versioni disponibili su richiesta