




EMG

ELETTRODO DIGITALE PER REGISTRAZIONE E STIMOLAZIONE


CND
RDM
N010101
212212/R

Descrizione

La coppia di elettrodi ad anello per registrazione e stimolazione digitale è contrassegnata da cavi di colori differenti (rosso e nero) per indicare le polarità.

Sono disponibili in:

- Versione a molla in acciaio che garantisce la massima durata ed un'area conduttiva di massima precisione;
- Versione in tessuto in acciaio che unisce i vantaggi della versione precedente con il comfort di un prodotto in tessuto;
- Versione elastica che raggiunge i massimi livelli in termini di comfort per il paziente;
- Sono disponibili versioni adulte e pediatriche.

Materiali

Sensore	Acciaio
Impugnatura elettrodo	PE
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	Cu/Au con isolante PE
Packaging	PP

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Nickel	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	SRRINGXXXXXX
Lunghezza cavo	Da 15 a 250 cm
Connettore	Presca di sicurezza DIN 42802, Pentapolare DIN 43522
Taglia	Adulto, Pediatrico

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓

Altre versioni disponibili su richiesta