



EMG

## ELETTRODO DI MASSA A FASCIA



CND  
RDM

N010101  
212212/R

### Descrizione

Per una registrazione di qualità l'elettrodo di massa ha un ruolo determinante.

Spes Medica offre due modelli di fasce di terra: il modello elastico che garantisce un'ottimo comfort per il paziente e il modello in acciaio puro che ha il vantaggio di poter essere utilizzato asciutto.

In ogni confezione è presente un cavo di connessione di 1 metro che collega la fascia alla testina.

### Materiali

Sensore	Acciaio
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	PE
Packaging	PP

### Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Nickel	No
Ftalati	No

### Specifiche prodotto

Codice generico	GDRXXXXXX
Misura	Da 28 a 60 cm
Connettore	Presa di sicurezza DIN 42802

### Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓

Altre versioni disponibili su richiesta