



EMG

## ELETTRODO DI MASSA A PIASTRINA



CND  
RDM

N010101  
1176061/R

### Descrizione

Tali elettrodi di diametro 30 mm garantiscono la massima flessibilità all'operatore essendo posizionabili su tutto il corpo del paziente.

### Materiali

Sensore	Ni
Impugnatura elettrodo	PE
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	PE
Packaging	PP

### Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Ftalati	No

### Specifiche prodotto

Codice generico	PLGDXXXXXX
Diametro piastrina	30 mm
Lunghezza cavo	125 cm
Connettore	Presa di sicurezza DIN 42802

### Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓

Altre versioni disponibili su richiesta