




EMG

ELETTRODO PUDENDALE



CND
RDM

N010199
1061032/R

Descrizione

Gli elettrodi per il pavimento pelvico possono essere utilizzati sia per registrazione che stimolazione. Sono dispositivi invasivi utilizzati dall'operatore ospedaliero su pazienti con disturbi del pavimento pelvico, montati su un guanto di esame.

- Elettrodo per la registrazione e la stimolazione del pavimento pelvico;
- Composto da materiali biocompatibili e senza lattice.

Materiali

Elettrodo	Ag
Supporto	PET
Packaging	Carta medicale/PP

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	PUDXXXX
Lunghezza cavo	2 m
Connettore	Presca di sicurezza DIN 42802, Pentapolare DIN 45322
Cavo di connessione	2001PUDXXXXXX

Ambiente

PVC-Free	✓
RoHS II	✓
REACH	✓

Altre versioni disponibili su richiesta