



IOM




EMG



SIGNAL GEAR The Collaboration *spes medica*

HOOK – Paire d'Aiguilles Intramusculaires



CND
RDM
UMDNS

N010101
144089/R
11441

Description

Prolongez vos enregistrements EMG intra-musculairement dans les myotomes les plus difficiles à atteindre.

Enregistrez des morphologies plus amples.

Enregistrez des potentiels signaux EMG qui, autrement, passeraient inaperçus.

- Pré-câblé avec câble tressé de 1.5m
- Différents types de HOOK pour toute les situations cliniques
- Poignée facile à utiliser

Matériaux

Environnement & Sécurité

Détails du Produit

Aiguille	Acier inoxydable avec pointe conique
Isolation de l'aiguille	PTFE
Poignée de l'aiguille	PE
Capuchon de l'aiguille	PVC
Câble	Cuivre étamé
Isolation du câble	PVC
Connexion	Laiton plaqué or
Sachet	Papier médical/PET-PE
Box	Carton
Biocompatibilité	Oui
Méthode de stérilisation	EO
Latex	Non
Polyéthylène	Oui
Phthalates	Non
PVC	Oui
Code générique	TFDNXXXXXX
Diamètre de l'aiguille	0.35 (28G) mm, 0.45 (26G) mm
Longueur de l'aiguille	13, 18, 25, 37, 50 mm
Espacement entre aiguilles	2.5, 5, 10 mm
Angle	30°, 90°
Longueur du câble	150 cm
Connecteur	T.P. 1.5 mm DIN42802
Box	10 pièces

Spes Medica S.r.l. Via Casaregis 44/1 – 16129 Genova (Ge) Italie

T. +39 010 390343

F. +39 010 3072345

Web www.spesmedica.com

E-mail info@spesmedica.com