




EMG

## ELETTRODI AD AGO CONCENTRICO AUTOCLAVABILE



CND  
RDM

N010101  
144089/R

### Descrizione

- Sono caratterizzati da una nuova affilatura robotizzata per una migliore penetrazione dell'ago ed una minore traumaticità per il paziente;
- Il nuovo sistema di produzione garantisce un controllo di qualità sul 100% degli aghi immessi sul mercato;
- Il connettore dell'ago elettrodo è dorato per ridurre al minimo i rumori nella connessione e ha un'impugnatura ergonomica pressofusa;
- Sono disponibili diverse misure per tutte le esigenze che sono riconoscibili grazie a colori differenti;
- E' presente un indicatore dell'area di registrazione in rilievo sull'impugnatura dell'ago;
- Prodotto sterilizzabile fino a 20 cicli in autoclave.

### Materiali

Cannula	Acciaio
Sensore	Acciaio
Impugnatura ago	PP
Copertura ago	PP
Connettore	CuZn/Au
Packaging	Carta medicale/PET-PE

### Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Ftalati	No

### Specifiche prodotto

Codice generico	RXXXXXXXXXX
Diametro ago	Da 25 a 75 mm
Lunghezza ago	Da 0,35 a 0,60 mm
Area di registrazione	0,07 mm <sup>2</sup>

Colore 

### Ambiente

PVC-Free	✓
RoHS II	✓
REACH	✓

Altre versioni disponibili su richiesta