



EEG / Matériaux, Connectiques et Câbles

Matériaux

Les électrodes de nos bonnets sont faites d' :



Étain
Sn



Argent/Argent Chloruré
Ag Ag Cl



Argent/Argent Chloruré Sintérisé
Ag Ag Cl Sint



Or
Au

Connectiques

Nous proposons une large gamme de connecteurs.
Vous trouverez ci-dessous les versions standard.



Touch Proof
DIN42802



Sub-D 25



Sub-D 50



MDR




D'autres configurations sont disponibles selon vos besoins.

Câbles

SPES propose deux différents types de câbles:

Câbles en Nappe



Câbles Torsadés

