



EEG / Bonnets avec Supports d'Électrodes

Multicap Cup

Bonnet en matériaux souples
conçu pour un confort amélioré du patient.

Meilleur contact et accès facilité
grâce aux nombreuses parties ajourées.

Support d'électrode conçu pour un excellent confort du patient
et facilement démontable.
Compatible avec les cupules 10mm.

Système 10-20 International
utilisé comme référence pour le placement des électrodes.

REF directement intégrable
dans le bonnet.

Mentonnière
inclus dans le package.

Code couleur



Détail du support



Code	Circonférence	Nb de supports	Pack
MC-XLKK-20RK00-K	60-64 cm	21	1 pc
MC-LKK-20RK00-K	54-60 cm	21	1 pc
MC-MKK-20RK00-K	48-54 cm	21	1 pc
MC-SKK-20RK00-K	42-48 cm	21	1 pc
MC-XSKK-20RK00-K	36-42 cm	21	1 pc
MCI-1KK-20RK00-K	30-36 cm	15	1 pc
MCI-2KK-20RK00-K	26-30 cm	15	1 pc
MCI-3KK-20RK00-K	22-26 cm	15	1 pc

Le pack comprend le bonnet, la mentonnière et une brosse pour le nettoyage.

Les électrodes pour Multicap Cup sont vendues séparément.

AUTRES MULTICAP:

MULTICAP FLAT



MULTICAP SOFT



MULTICAP BASE

