



EEG / Accessoires pour Bonnets

Électrodes Pince Oreille

- Utilisables comme électrode de référence.
- Disponibles dans différentes configurations.

Code	Matériau	Pack
EAR1026T0	Étain	1 pc
EAR1026AG	AgAgCl	1 pc
EAR1026S0	AgAgCl Sintérisé	1 pc
EAR1026G0	Doré	1 pc
Câble longueur 100 cm		
 TP DIN 42802		



Électrodes de Remplacement

- Kit d'électrodes de remplacement: 10 électrodes et 10 supports.
- Disponibles en: Étain/Argent/Argent Chlorurée.


Code	Compatibilité	Matériau	Pack
RECELO00TIN	Medcap	Étain	Jeu de 10
RESELO00AG	Sleepcap	AgAgCl	Jeu de 10
RECES000AG	Softcap/Multicap	AgAgCl	Jeu de 10
Câble longueur 150 cm			
 TP DIN 42802			



Électrode de Secours

- Disponible dans différentes configurations.

Code	Matériau	Longueur du Cable	Pack
EMELT12026	Étain	120 cm	1 pc



Accessoires

Code	Description	Pack
SPONGE300	Disques de mousse adhésifs pour Medcap	50 pcs
PUL0000025	Brossette pour nettoyage des électrodes	25 pcs
LABEL01	Marquages pour bonnets précablés	1 pc

