



EEG / Monopodes

Monopodes

- Vis dorée afin de garantir une qualité de signal optimale.
- Vis réglable en hauteur pour un positionnement idéal des électrodes.
- Connecteur universel pour fiche mâle 2mm ou pince crocodile.
- Pont réalisé en ABS.




Code	Électrode	Taille	Couleur	Pack
BEAG00A2	AgAgCl	Adulte	●	10 pcs
BEAG00A7	AgAgCl	Adulte	●	10 pcs
BEAG00P4	AgAgCl	Pédiatrique	●	10 pcs
BEAG00N1	AgAgCl	Néonat	Pas de pont	10 pcs
BEG000A2	AgAgCl Sintérisé	Adulte	●	10 pcs
BEG000A7	AgAgCl Sintérisé	Adulte	●	10 pcs
BEG000P4	AgAgCl Sintérisé	Pédiatrique	●	10 pcs

Cordons de Liaison

- Câble avec âme en Tinsel isolé garantissant une meilleure flexibilité.
- Conducteur en Argent fournissant une résistance mécanique maximale ainsi qu'une excellente conductivité électrique.

Pack de 10 cordons aux couleurs suivantes:



Code	Coté Électrode	Coté Têteière	Pack
BEC1226C1GS	Crocodile Isolée	TP DIN 42802	10 pcs
BEC1226C1PS	Mini Crocodile	TP DIN 42802	10 pcs
BEC122326S	2 mm Ressort	TP DIN 42802	10 pcs
BEC122323S	2 mm Ressort	2 mm Ressort	10 pcs
BEC122631S	3 mm Ressort	TP DIN 42802	10 pcs
BEC122641S	4 mm Ressort	TP DIN 42802	10 pcs

Longueur des câbles: 120 cm



Kit de Pouponnage

Code	Diamètre	Pack
BECSET000	Disques de Feutrine, Anneaux et Outils	100 pcs

Réceptacle pour Monopodes

Code	Description	Pack
EHOS00000	Réceptacle pour l'entretien des Monopodes	1 pc

