





## EEG / Électrodes Cupules

### LTM (Monitoring Longue Durée)

- Conçues spécifiquement pour les enregistrements longues durée.
  - Câble téfloné Ultra fin.
  - Électrodes autoclavables.

Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes:




Code	Matériau	Diamètre	Longueur	Pack
DGAGAT102600	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pcs
DGAGAT152600	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pcs
DGAGAT252600	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pcs
DGGOAT102600	Doré	10 mm	100 cm	10 pcs
DGGOAT152600	Doré	10 mm	150 cm	10 pcs
DGGOAT252600	Doré	10 mm	250 cm	10 pcs
				TP DIN 42802

### Électrodes Spider

- Le design de la trame améliore la surface de contact et garantit une meilleure tenue lors de l'examen.
  - Disponibles en version adulte ou enfant.

Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes:



Code	Matériau	Diamètre	Longueur	Pack
SPIDER101026	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pcs
SPIDER151026	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pcs
SPIDER251026	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pcs
SPIDER101026G	Doré	10 mm	100 cm	10 pcs
SPIDER151026G	Doré	10 mm	150 cm	10 pcs
SPIDER251026G	Doré	10 mm	250 cm	10 pcs
SPIDER100626	AgAgCl	6 mm	100 cm	10 pcs
SPIDER150626	AgAgCl	6 mm	150 cm	10 pcs
SPIDER250626	AgAgCl	6 mm	250 cm	10 pcs
SPIDER100626G	Doré	6 mm	100 cm	10 pcs
SPIDER150626G	Doré	6 mm	150 cm	10 pcs
SPIDER250626G	Doré	6 mm	250 cm	10 pcs
				TP DIN 42802