



# EEG / Électrodes Cupules

## Électrodes à Usage Unique

- Disponibles avec câble intégré ou avec câble réutilisable détachable.
- Très pratique grâce à ses matériaux très légers.
- Surface en AgAgCl pour le meilleur signal.

Code	Matériau	Diamètre	Longueur	Pack
DAGD102600	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pcs
DAGD152600	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pcs
DAGD252600	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pcs



TP DIN 42802

Code	Matériau	Diamètre	Longueur	Pack
DAGD0000	AgAgCl	10 mm	/	500 pcs

Code	Longueur	Connecteur	Pack
DECS102600	100 cm	Touch Proof	10 pcs
DECS152600	150 cm	Touch Proof	10 pcs
DECS252600	250 cm	Touch Proof	10 pcs

## Électrodes Sintérisées


- Constituées d'un disque sintérisé surmoulé d'un plastique isolant.
- Une qualité de signal excellente grâce à des matériaux à basse impédance.
- Fabriquées afin de garantir des enregistrements durables.

Code	Matériau	Diamètre	Longueur	Pack
DSTS102600	AgAgCl Sintérisé	5 mm	100 cm	10 pcs
DSTS152600	AgAgCl Sintérisé	5 mm	150 cm	10 pcs
DSTS252600	AgAgCl Sintérisé	5 mm	250 cm	10 pcs
DSZS102600	AgAgCl Sintérisé	6 mm	100 cm	10 pcs
DSZS152600	AgAgCl Sintérisé	6 mm	150 cm	10 pcs
DSZS252600	AgAgCl Sintérisé	6 mm	250 cm	10 pcs



TP DIN 42802

Packs de 10 cupules aux couleurs suivantes:



Packs de 10 cupules aux couleurs suivantes:



∅ 5 mm



∅ 6 mm