



IOM / Sondes de Stimulation


Minifourches



Code	Modèle	Longueur	Pack
SI2F0045S2526D	Minifourche Bipolaire	45 mm	5 pcs
SI2F0100S2526D	Minifourche Bipolaire	100 mm	5 pcs
SI2FB130S2526D	Minifourche Bipolaire Baïonnette	130 mm	5 pcs
SI2FC095S2526D	Minifourche Bipolaire Courbe	95 mm	5 pcs
SI3FC095S2526D	Minifourche Tripolaire Pédiatrique Courbe	95 mm	5 pcs


Disponibles en version réutilisable.

L'extrémité peut prendre la forme souhaitée



Flush Tip

Code	Modèle	Longueur	Pack
SI1IF095S2526D	Flush Tip	95 mm	5 pcs



Bipolaires Hameçons

Code	Modèle	Longueur	Pack
SI2H0020S2526D	Hameçon	20 mm	5 pcs

Disponible en version réutilisable.




Bipolaires Triples Hameçons

Code	Modèle	Longueur	Pack
SI3H0020S2526D	Triple Hameçon	20 mm	5 pcs

Disponible en version réutilisable.

Dry Touch: Sondes de Stimulation avec Aspiration



- Permet une zone de stimulation sèche pour une mesure précise.
- Embout conçu pour simultanément stimuler de manière répétée et évacuer les fluides conducteurs à l'origine des shunts électriques.

Code	Modèle	Longueur	Pack
SI1K0130S2526D	Dry Touch	130 mm	1 pc
SI1K0260S2526D	Dry Touch	260 mm	1 pc

NOUVEAU