




IOM / Électrodes et Cordons de Liaison

Les aiguilles Corkscrew sont proposées en 6 couleurs:



Aiguilles Cork Screw

- Nos Cork Screw fournissent un excellent signal d'enregistrement et une stimulation efficace sur le patient.
- Double affûtage pour insertion atraumatique.
- Fournies en 6 couleurs pour un repérage facilité.

Code	Longueur du câble	Pack
MNCS0610DS	100 cm	24 pcs
MNCS0615DS	150 cm	24 pcs
MNCS0625DS	250 cm	24 pcs
		TP DIN 42802

Paires d'Aiguilles Cork Screw Torsadées

- Nos Cork Screw fournissent un excellent signal d'enregistrement et une stimulation efficace sur le patient.

Code	Longueur du câble	Pack
MNC0610DTS	2 x 100 cm	12 pcs
MNC0615DTS	2 x 150 cm	12 pcs
MNC0625DTS	2 x 250 cm	12 pcs
		TP DIN 42802

Code	Longueur du câble	Pack
MNCS0615DT5	5 x 150 cm	10 pcs
MNCS0615DT6	6 x 150 cm	10 pcs
		TP DIN 42802

Versions compatibles IRM disponibles sur demande



Électrode Tympanique

- Notre électrode tympanique a été conçue pour une utilisation en ElectroCochleoGraphie (ECochG) et lors du monitoring et de l'enregistrement du signal de la membrane tympanique.
- Matériaux isolants souples et flexibles.
- Sonde arrondie et douce avec un capteur doré.

Code	Connecteur	Longueur	Pack
TED001	 TP DIN 42802	250 cm	1 pc

Cordon de Liaison

- Cordon pince crocodile stérile.

Code	Connecteur	Longueur	Pack
MNC25CDIN1ST	 TP DIN 42802	250 cm	1 pc

NOUVEAU