



EMG / Électrodes Hook Filaires

Électrodes Hook Filaires

- Le fil utilisé comme élément d'enregistrement est caractérisé par un petit diamètre qui garantit un haut niveau de confort pour le patient.
- L'extrémité du fil est façonnée en hameçon afin de garantir la stabilité de l'électrode.



Code	Longueur	Diamètre	Fils	Connexion	Pack
DIMW1105030101	30 mm	0,50 mm	1	Direct	10 pcs
DIMW1105050101	50 mm	0,50 mm	1	Direct	10 pcs
DIMW1105030102	30 mm	0,50 mm	2	Direct	10 pcs
DIMW1105050102	50 mm	0,50 mm	2	Direct	10 pcs
DIMW11050301P1	30 mm	0,50 mm	1	Pin 1 mm	10 pcs
DIMW11050501P1	50 mm	0,50 mm	1	Pin 1 mm	10 pcs
DIMW11050301P2	30 mm	0,50 mm	2	Pin 1 mm	10 pcs
DIMW11050501P2	50 mm	0,50 mm	2	Pin 1 mm	10 pcs



Cordons de Liaison pour Hook Filaires

- Différentes longueurs et connexions sont disponibles sur demande.

Code	Coté Tête	Coté Électr.	Long.	Pack
BEC1026C1M6	 TP DIN42802	1x Micro Clip	100 cm	1 pc
1002C1M71F	 DIN 5 broches	2x Micro Clip	100 cm	1 pc
1002C1M26F	 TP DIN42802	2x Micro Clip	100 cm	1 pc
MNC10PDIN6	 TP DIN42802	1x Pin 1mm	100 cm	1 pc
1002P1N71F	 DIN 5 broches	2x Pin 1mm	100 cm	1 pc
1002P1N26F	 TP DIN42802	2x Pin 1mm	100 cm	1 pc