



EMG/ Étude de la Conduction des Nerfs

Électrodes de Stimulation Bipolaire

- Plots dorés et câble multipolaire blindé pour une meilleure isolation.
- Strap velcro, paire de billes métalliques et 10 feutres inclus dans la boîte.

Code	Distance	Connecteurs	Long.	Pack
STIL1526	25 mm		TP DIN 42802 150 cm	1 pc
STIL1571	25 mm		DIN 5 broches 150 cm	1 pc
STIS1526	10 mm		TP DIN 42802 150 cm	1 pc
STIS1571	10 mm		DIN 5 broches 150 cm	1 pc

Accessoires

Code	Description	Pack
FELT0620	Feutres de remplacement pour STIL	50 pcs
FELT0320	Feutres de remplacement pour STIS	50 pcs
SFERSTIL	Billes métalliques de remplacement pour STIL	2 pcs
SFERSTIS	Billes métalliques de remplacement pour STIS	2 pcs

Code	Description	Longueur	Pack
VELCROBLU30/3	Strap velcro pour STIL	30 cm	3 pcs
VELCROBLU55/3	Strap velcro pour STIL	55 cm	3 pcs
VELCROBLU100/3	Strap velcro pour STIL	100 cm	3 pcs
VELCROBLUS30/3	Strap velcro pour STIS	30 cm	3 pcs

Barres de Réception


- Logements Ag/AgCl pour feutres et câble multipolaire blindé.
- Poignée ergonomique et résistante.
- Strap velcro et 10 feutres inclus dans la boîte.

Code	Distance	Connecteurs	Long.	Pack
STRCG01526	40 mm		TP DIN 42802 150 cm	1 pc
STRCG01571	40 mm		DIN 5 broches 150 cm	1 pc
STRCP01526	20 mm		TP DIN 42802 150 cm	1 pc
STRCP01571	20 mm		DIN 5 broches 150 cm	1 pc

Accessoires

Code	Description	Pack
FELT0720	Feutres de remplacement pour STRC	50 pcs
SFERSTRCG	Électrodes métalliques pour STRC	2 pcs

Code	Description	Longueur	Pack
VELCROBLU30/3	Strap velcro pour STRC	30 cm	3 pcs
VELCROBLU55/3	Strap velcro pour STRC	55 cm	3 pcs
VELCROBLU100/3	Strap velcro pour STRC	100 cm	3 pcs



Inclus dans la boîte



Inclus dans la boîte

