



EEG



IOM

ÉLECTRODES AIGUILLES SOUS CUTANÉES HAMEÇONS A USAGE UNIQUE



UMDNS

11440

Description

L'aiguille hameçon est particulièrement utilisée dans les situations où vous devez la positionner pour de longs enregistrements tels que l'OIM ou la mort cérébrale.

Le produit a récemment été amélioré en automatisant la production et en repensant l'angle de flexion, en assurant un meilleur contact avec la peau et une impédance inférieure du contact d'électrode.

Matériaux

Aiguille	Acier Inox
Poignée de l'aiguille	PVDF
Protection de l'aiguille	PVC
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	CuZn/Au avec gaine PVC
Packaging	PP

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Méthode de stérilisation	Oxyde d'éthylène(EtO)
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code générique	MNXXXXXXXXXX
Diamètre de l'aiguille	De 0,20 à 0,40 mm
Longueur de l'aiguille	De 10 à 22 mm
Longueur du câble	De 8 à 250 cm
Couleur du câble	     
Connecteur	Touch proof DIN 42802, Pin 1 mm

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Different configurations available on request