



EEG

AIGUILLE ÉMOUSSÉE STÉRILE



UMDNS

12737

Description

Aiguille émoussée à Usage Unique pour insertion de gel dans les électrodes et préparation du scalp à l'aide d'une seringue durant les EEG.

Il est recommandé d'éliminer les aiguilles après chaque utilisation selon les directives en vigueur dans l'hôpital.

Deux tailles disponibles.

Matériaux

Cannule	Acier Inox
Embout aiguille	PP
Connexion	PP
Packaging	Papier Médical /PP

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Méthode de Stérilisation	Oxyde d'Éthylène (EtO)
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code Générique	DISPXXXXXXXX
Dimensions	De 15 à 25 mm
Diamètre	1,60 mm (16G)
Connecteur	Luer Lock

Environnement

PVC-Free	✓
RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations sur demande