



EMG

ÉLECTRODE BARRE DE RÉCEPTION



UMDNS

11441

Description

Électrodes AgAgCl à barres blindées bipolaires avec deux feutres de 6,5 mm x 20 mm, une distance de 20 mm ou 40 mm entre les électrodes. Les feutres ont été améliorés afin de durer longtemps après humidification.

Avec un câble multipolaire blindé pour la meilleure isolation électrique; une poignée ergonomique et durable. Feutres et velcro inclus dans le pack.

Matériaux

Capteur	AgAgCl
Matériaux en contact avec la peau	Feutre
Poignée	PE
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	CuZn/Au avec gaine PE
Packaging	PP

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code générique	SXXXXXXXXX
Distance entre les électrodes	20, 40 mm
Longueur du câble	De 100 à 250 cm
Connecteur	Touch proof DIN 42802, DIN 45322 - 5 broches

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations disponibles sur demande