



EMG

ÉLECTRODE BARRE DE STIMULATION BIPOLAIRE



UMDNS

11441

Description

Caractérisées par une paire d'électrodes en acier inoxydable de 10 mm de diamètre avec une forme concave afin de contenir du gel et une faible épaisseur leur permettent d'être utilisées dans les stimulations répétées.

Le modèle BAIM est caractérisé par une poignée qui peut être fixée à l'aide d'une sangle élastique sur le dessus de la barre de stimulation.

Matériaux

Capteur	Acier Inox
Poignée	PE
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	Cu/Au avec gaine PE
Packaging	PP

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code générique	BAXXXXXX, BAIMXXXXXX
Distance entre les électrodes	30 mm
Longueur du câble	100 cm
Couleur du câble	 
Connecteur	Touch proof DIN 42802, DIN 45322 - 5 broches

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations disponibles sur demande