



EMG

## CABLE DE CONNEXION POUR AIGUILLES EMG



UMDNS

16134

### Description

Disponible sur demande  
en différentes longueurs  
et connectiques.

### Matériaux

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Cordon     | Cu/Sn avec gaine PVC |
| Connecteur | PE                   |
| Boîte      | PP                   |

### Sécurité

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Biocompatibilité<br>(UNI EN ISO 10993) | Oui |
| Latex                                  | Non |
| Phthalates                             | Non |

### Spécifications

|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code générique    | MNCXXXXXXXXX                                                                                                                                                                |
| Longueur du câble | De 100 à 200 cm, blindé                                                                                                                                                     |
| Couleur du câble  |   |
| Connecteur        | Touch proof DIN 42802                                                                                                                                                       |

### Environnement

|         |   |
|---------|---|
| RoHS II | ✓ |
| REACH   | ✓ |

Differentes configurations disponibles sur demande