



EMG

CORDON DE CONNEXION POUR AIGUILLES EMG



UMDNS

16134

Description

Fils de connexion pour aiguilles bipolaires (concentrique, macro et simple fibre).

Fil extraflexible et connexion surmoulée. Disponible sur demande, différentes longueurs et connecteurs pour tous les EMG du marché.

Matériaux

Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
--------	----------------------

Connecteur	PE
------------	----

Boîte	PP
-------	----

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
--	-----

Latex	Non
-------	-----

Phthalates	Non
------------	-----

Spécifications

Code générique	100XXXXXXXXX, MNHXXXXX
----------------	---------------------------

Longueur du cable	De 76 à 200 cm
-------------------	----------------

Couleur du cabler	 
-------------------	---

Connecteur	DIN 45322 - 5 broches
------------	-----------------------

Environnement

RoHS II	✓
---------	---

REACH	✓
-------	---

Différentes configurations disponibles sur demandes