



EEG

CASQUES A LANIÈRES POUR MONOPODES



UMDNS

11440

Description

Le casque est composé de lanières spéciales en silicone souples, élastiques et colorées. Les principales caractéristiques techniques de ce matériau spécial sont qu'il dure longtemps et qu'il est très résistant à l'usure. La mentonnière et les oreillettes sont fabriquées dans un matériau doux pour le meilleur confort du patient. Tailles adulte, pédiatrique et néonatal. Modèles en silicone transparent ou en lanières pleines disponibles sur demande.

Matériaux

Lanière	SI
Croisillon	PE
Oreillettes	PU
Packaging	PP

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Nickel	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Référence	HEADXXXX
Nb de Lanières	1 , 2 ou 4
Diam. des lanières	2 – 4 mm
Taille	Adulte Grand ou Moyen, Pédiatrique, Néonatal.

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations disponibles sur demande