



EEG

## CUPULES RÉUTILISABLES CASTED



UMDNS

11440

### Description

La version moulée des électrodes cupules est caractérisée par la durabilité du produit dans le temps. L'électrode est étanche, sa forme spéciale protège la connexion électrode/cordon contre d'éventuels contacts avec les liquides.

- Sa conception spéciale protège la connexion électrode/cordon des contacts possibles avec les liquides assurant une grande durée de vie au produit;
- Fabriquée en argent pure à 999,9‰ recouvert d'AgAgCl ou doré;
- Pack de 10 couleurs.

### Matériaux

Électrode	AgAgCl - Ag - Au
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	CuZn/Au avec gaine PE
Packaging	PP

### Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

### Spécifications

Référence	DXXXXXXXXXX
Diamètre électrodes	10 mm
Longueur du câble	From 100 to 250 cm
Couleur du câble	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Connecteur	Touch proof DIN 42802

### Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations disponibles sur demande