



PSG



CAPTEUR D'EFFORTS RESPIRATOIRES



UMDNS

11485

Description

Spes medica propose une large gamme de capteurs d'efforts respiratoires réutilisables.

Nos capteurs se caractérisent par une grande précision du signal et par la durabilité maximale du produit. Ils sont fournis avec un câble de 200 cm et un connecteur de sécurité de 1,5 mm. Disponible en différentes tailles et configurations.

- Meilleure précision;
- Durabilité maximale;
- Disponibles en versions adultes et pédiatrique.

Matériaux

Capteur	Piezoelectrique
Matériaux en contact avec la peau	PE/PA
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connexion	CuZn/Au avec gaine PE
Packaging	PE

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code générique	RESPXXXXXXX
Dimensions	Adulte, Pédiatrique
Longueur du câble	De 0 à 300 cm
Connecteur	Touch proof DIN 42802

Spécifications techniques

Amplitude du Signal	400 mV crête à crête (l'amplitude du signal peut varier selon le placement du capteur, les mouvements corporels, la magnitude du signal et les réglages de l'appareil)
Impédance de sortie	1,2 Mohm DC (statique)

Nettoyage et désinfection	Nettoyer avec de l'alcool ou une solution de désinfection pour matériel normalement utilisée dans les hopitaux diluée à 2%, avec un coton imbibé. NE PAS PLONGER LE CAPTEUR ET LES CONNECTEURS DANS UN LIQUIDE
---------------------------	--

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations disponibles sur demande