




EEG

## CORDONS DE LIAISON



UMDNS

16313

### Description

Spes Medica propose une gamme complète de cordons de liaison pour tous types d'électrodes.

Toute notre gamme dispose de connecteurs surmoulés.

Un réducteur de tension garantit une résistance élevée à l'utilisation et à la flexion. Tous nos connecteurs sont dorés afin de réduire les bruits de connexion au niveau le plus bas.

Nos cables sont flexibles et résistants grâce aux fins brins de kevlar présents à l'intérieur.

Différentes configurations, longueurs, couleurs et connecteurs sont disponibles sur demande.

### Matériaux

Cordon	Cu/Ag avec gaine PVC
Connecteur	CuZn/Au avec gaine PE

### Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

### Spécifications

Référence	BECXXXXXXXXX
Coté patient	Pince croco, Fiche 2mm ressort
Coté tête	Fiche 2mm, Ressort 2 - 3 - 4 mm Touch proof DIN 42802
Longueur du cable	120 cm
Couleur du cable	●

### Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations disponibles sur demande