



EMG

CORDONS DE CONNEXION POUR AIGUILLES EMG



UMDNS

16134

Description

Cordon de connexion pour aiguilles bipolaires (concentrique, macro et fibre unique).

Fil extraflexible et connexion surmoulée. Disponible sur demande en différentes longueurs et autres connecteurs pour les EMG du marché.

Matériaux

Cordon	Cu/Sn avec gaine PVCt
Connecteur	PE
Boîte	PP

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code générique	100XXXXXXXXX
Longueur du câble	De 76 à 200 cm
Couleur du câble	 
Connecteur	DIN 45322 5 broches

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Differentes configurations disponibles sur demande