



EMG

CORDONS MULTIPOLAIRES BLINDÉS



UMDNS

16134

Description

Cordons de liaison pour électrodes.
Bipolaires ou tripolaires.
Extraflexible et connexion surmoulée. Disponibles sur demande dans d'autres longueurs et d'autres connecteurs.

Matériaux

Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	PE
Box	PP

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Référence	100XXXXXXXX
Longueur du câble	De 76 à 200 cm
Couleur du câble	● ●
Connecteur	DIN 5 broches TP DIN42802

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Differentes configurations disponibles sur demande