



IOM



EEG

## ÉLECTRODE AIGUILLE CORK SCREW A USAGE UNIQUE



UMDNS

14440

### Description

Développée pour la surveillance peropératoire (IOM), sa forme en spirale permet de maintenir l'électrode en place sur la tête du patient pendant l'opération chirurgicale.

- Contrôle qualité des aiguilles à 100%;
- Petite poignée ergonomique;
- Fabriqué en acier inoxydable à haute résistance;
- Validé pour la stimulation et le recueil;
- Pointe biseautée pour minimiser la douleur et les traces sur la peau du patient;
- Disponibles avec la poignée et le cordon en 6 couleurs.

### Matériaux

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Aiguille              | Stainless Steel       |
| Poignée de l'aiguille | PE                    |
| Cordon                | Cu/Sn with PVC jacket |
| Connecteur            | CuZn with PVC jacket  |
| Packaging             | Medical paper/PET-PE  |

### Sécurité

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Biocompatibilité<br>(UNI EN ISO 10993) | Oui                    |
| Méthode de stérilisation               | Oxyde d'Éthylène (EtO) |
| Latex                                  | Non                    |
| Phthalates                             | Non                    |

### Spécifications

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code générique         | MNCSXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diamètre de l'aiguille | 0,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Longueur de l'aiguille | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Longueur du câble      | De 100 à 250 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couleur du câble       |       |
| Connecteur             | Touch Proof DIN 42802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Environnement

|         |   |
|---------|---|
| RoHS II | ✓ |
| REACH   | ✓ |

Differentes configurations disponibles sur demande