



EEG

ÉLECTRODES PEDIATRIQUES



UMDNS

11440

Caractéristiques

Les électrodes pédiatriques de diamètre 6 mm sont constituées d'une cupule épaisse d'argent fin pour éviter toute flexion. Grâce à la dimension des électrodes, la précision de l'enregistrement est constante, même chez les patients pédiatriques.

- Développées spécialement pour les patients pédiatriques ainsi que pour les enregistrements sur des zones plus précises;
- Elles garantissent un même niveau de qualité d'enregistrement que les électrodes taille adulte;
- Pack de 10 couleurs.

Matériaux

Capteur	AgAgCl
Cordon	Tinsel avec gaine PVC
Connexion	CuZn/Au avec gaine PE
Packaging	PE

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code générique	DXXXXXXXXX
Diamètre de l'électrode 6 mm	
Longueur du câble	De 100 à 250 cm
Couleur du câble	
Connecteur	Touch proof DIN 42802

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Different configurations available on request