



EEG

ÉLECTRODES SINTÉRISÉES Ag/AgCl



UMDNS

11440

Features

Les électrodes sintérisées Spes sont fabriquées à l'aide de disques sintérisés de la meilleure qualité encapsulés dans un boîtier résistant au collodion et à l'acétone.

La surface de l'électrode est située à quelques mm de la base et le contact entre la peau et le disque sintérisé est obtenu uniquement à travers le gel conducteur.

Le contact est plus stable car le gel agit comme un amortisseur.

Grâce aux caractéristiques techniques et électriques, le résultat est une électrode de qualité supérieure qui permet une transmission claire de la plus petite surface.

- A utiliser avec le gel conducteur NEURGEL pour un contact stable à la fois pour la longue durée et pour les mouvements continus.

Matériaux

Capteur	AgAgCl
Cordon	Tinsel avec gaine PVC
Connexion	CuZn/Au avec gaine PVC
Packaging	PP

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code générique	DXXXXXXXXX
Diamètre des électrodes	5 – 6 mm
Longueur du câble	De 100 à 250 cm
Couleur du câble	● ● ●
Connecteur	Touch proof DIN 42802

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations disponibles sur demande