



EEG

ÉLECTRODES CUPULES A USAGE UNIQUE



UMDNS

11440



Description

Les électrodes cupules de 10mm de diamètre sont fabriquées en AgAgCl pur pour une expérience d'enregistrement optimale. Le fil extraflexible et le connecteur avec décharge de traction offrent la meilleure transmission de signal, même pour une surveillance à long terme.

- Haute qualité d'enregist.;
- Cordon extraflexible;
- Connecteur renforcé;
- Pack de 10 couleurs.

Matériaux

Électrode	AgAgCl
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	CuZn/Ni avec gaine E
Packaging	AL/PE

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code géénrique	DAGDXXXXXX
Diamètre de l'électrode	10 mm
Longueur du câble	De 100 à 250 cm / Sans câble
Connecteur	Touch Proof DIN 42802, Pin 1 mm
Couleur du câble	
Cable de connexion	DECSXXXXXX

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations disponibles sur demande