



IOM

ÉLECTRODE LARYNGÉE DRAGONFLY



UMDNS

11441

Description

Spes Medica, grâce à sa collaboration avec Neurovision Medical, présente une gamme complète d'électrodes laryngées. Les électrodes peuvent être appliquées sur toute la gamme des tubes endotrachéaux, le matériau de l'électrode est doux pour éviter le risque d'endommager les cordes vocales.

A ces électrodes à usage unique est intégré un long fil conducteur torsadé avec un connecteur Touch Proof qui s'adapte aux unités d'EMG les plus utilisées.

- Capteur en argent;
- Indicateur de position.

Matériaux

Électrode	Ag
Substrat	PET
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	CuZn avec gaine PVC
Packaging	Tyvek/PET-PE

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Méthode de stérilisation	Oxyde d'Éthylène (EtO)
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code générique	LSEXXXXXXXXXXX
Nombre de voies	1 - 2
Hauteur	From 34 to 42 mm
Largeur	From 46 to 63 mm
Longueur du câble	75 - 200 cm
Connecteur	Touch proof DIN 42802

Couleur du câble ● ●

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Differentes configurations disponibles sur demande