



EEG

ÉLECTRODE ADHÉSIVE AVEC SURFACE D'ENREGISTREMENT RÉDUITE



UMDNS

11440

Description

Les électrodes adhésives Spes Medica ont une forme et une taille spéciales, étudiées afin de permettre des enregistrements parfaits, même pour les petits muscles.

Ces électrodes sont fabriquées avec des matériaux biocompatibles pour un confort amélioré du patient.

- Électrode AgAgCl pour une meilleure conduction;
- Connection Easy snap

Matériaux

Sécurité

Spécifications

Environnement

Électrode	AgAgCl
Revêtement	PET
Connecteur	Stainless steel
Cable	Cu/Sn avec gaine PVCt
Packaging	AL/PE
Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Yes
Latex	No
Phthalates	No
Code Générique	DENIDXXXXX; DAEDSXXXX
Diam. surface enregistrement	4 – 6 mm
Cable	8 cm; Sans
Connecteur	Touch Proof 0,7 mm DIN 42802; Snap
RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations disponibles sur demande