




EMG



IOM

ÉLECTRODE HOOK WIRE



UMDNS

11441

Description

Spes Medica présente une électrode filaire, monopolaire ou bipolaire, pour EMG.

Le fil d'enregistrement spécial a un diamètre minimal pour le meilleur confort du patient. C'est pourquoi le produit convient particulièrement à l'analyse EMG dynamique. Une aiguille d'insertion fine et ultra-affûtée est utilisée pour minimiser la douleur du patient.

Le fil d'enregistrement se caractérise par un très petit diamètre, ce qui garantit un confort optimal au patient. La dernière partie du fil est hameçonnée, ce qui permet à l'aiguille de rester dans la bonne position.

Matériaux

Needle canula	Acier Inox
Sensor	Acier Inox
Sensor insulation	PTFE
Needle hub	Pe/Al
Needle cover	PE
Packaging	Papier médical/PET-PE

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Méthode de stérilisation	Oxyde d'éthylène (EtO)
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code générique	DIMWXXXXXXXXXX
Fils	1 - 2
Diamètre de l'aiguille	0,50 (25G) mm
Longueur de l'aiguille	30, 50 mm
Diamètre du capteur	0,11 mm
Surface d'enregistrement	0,002 mm²
Connexion	Directement sur le fil, Pin 1 mm

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations disponibles sur demande