



EEG

ÉLECTRODES MONOPODES



UMDNS

11440

Description

Spes Medica propose des vis dorées comme standard en terme de qualité d'électrodes.

Notre monopode authentique est mondialement connue pour la qualité de ses enregistrements, la durabilité de ses matériaux, son système de regulation et de connexion parfait.

Le pont, réalisé en matière plastique hypoallergénique, combine confort et stabilité.

La tige filetée de l'électrode permet un réglage facile et optimal, même une fois placée sur la tête.

La connexion à la machine se réalise par l'intermédiaire de cordons pince ou de cordons fiche-fiche.

Disponible en version adulte et pédiatrique, dans deux matériaux: Ag/AgCl et Ag/AgCl sintérisé.

Matériaux

Électrode AgAgCl

Pont ABS

Connecteur Ag - Au

Support de l'électrode PE

Packaging PE

Santé

Biocompatibilité
(UNI EN ISO 10993) Oui

Latex Non

Phtalates Non

Spécifications Produit

Codes génériques BEXXXXXXXXX

Tailles Adulte, Pédiatrique, Neonat

Couleur du pont ● ● ●, Sans pont

Environnement

PVC-Free ✓

RoHS II ✓

REACH ✓

Autres versions disponibles sur demande