



EEG

CUPULES RÉUTILISABLES MOULDED



UMDNS

11440

Description

La version moulée des électrodes cupules est caractérisée par la durabilité du produit dans le temps. L'électrode est étanche, sa forme spéciale protège la connexion électrode/cordon contre d'éventuels contacts avec les liquides.

- Sa conception spéciale protège la connexion électrode/cordon des contacts possibles avec les liquides assurant une grande durée de vie au produit;
- Fabriquée en argent pure à 999,9‰ recouvert d'AgAgCl ou doré;
- Pack de 10 couleurs.

Matériaux

Électrode	AgAgCl - Ag - Au
-----------	------------------

Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
--------	----------------------

Connecteur	CuZn/Au avec gaine PE
------------	-----------------------

Packaging	PP
-----------	----

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
--	-----

Latex	Non
-------	-----

Phthalates	Non
------------	-----

Spécifications

Référence	DXXXXXXXXXX
-----------	-------------

Diamètre électrodes	10 mm
---------------------	-------

Longueur du câble	De 100 à 250 cm
-------------------	-----------------

Couleur du câble	         
------------------	---

Connecteur	Touch proof DIN 42802
------------	-----------------------

Environnement

RoHS II	✓
---------	---

REACH	✓
-------	---

Différentes configurations disponibles sur demande