




EMG

MYOLINE: Aiguilles Concentriques à Usage Unique pour EMG



UMDNS

11441

Description

- Ratio optimal signal/bruit;
- Composé d'une nouvelle pointe effilée et biseautée robotiquement pour une meilleure insertion et moins de douleur pour le patient;
- Le nouveau système de production garantit un contrôle à 100% des aiguilles;
- Le connecteur est doré afin de réduire au minimum le bruit pendant l'enregistrement et il a une poignée ergonomique surmoulée;
- La poignée dispose d'un code couleur et vous pouvez localiser la zone d'enregistrement grâce au détrompeur.

Matériaux

Canule Acier Inox

Capteur Acier Inox

Poignée PE

Protège Aiguille PE

Connecteur CuZn/Au

Packaging Papier Médical/PET-PE

Sécurité

Biocompatibilité
(UNI EN ISO 10993) Oui

Stérilisation Oxyde d'Éthylène (EtO)

Latex Non

Phthalates Non

Spécifications

Référence DXXXXXXXXXX

Diamètre d'aiguille De 25 (1") à 75 (3") mm

Longueur d'aiguille De 0,30 (30G) à 0,60 (23G) mm

Surface d'enregist. 0,02, - 0,07 mm²

Couleur

Environnement

PVC-Free ✓

RoHS II ✓

REACH ✓

Differentes configurations disponibles sur demande