




EMG

ÉLECTRODE AIGUILLE CONCENTRIQUE AUTOCLAVABLE



UMDNS

11441

Description

- Ratio optimal signal/bruit;
- Composé d'une nouvelle pointe effilée et biseautée robotiquement pour une meilleure insertion et moins de douleur pour le patient;
- Le nouveau système de production garantit un contrôle à 100% des aiguilles;
- Le connecteur est doré afin de réduire au minimum le bruit pendant l'enregistrement et il a une poignée ergonomique surmoulée;
- La poignée dispose d'un code couleur et vous pouvez localiser la zone d'enregistrement grâce au détrompeur.
- Produit stérilisable jusqu'à 20 cycles d'autoclave.

Matériaux

Canule	Acier Inox
Capteur	Acier Inox
Poignée	PP
Protège aiguille	PP
Connecteur	CuZn/Au
Packaging	Papier Médical/PET-PE

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code générique	RXXXXXXXXX
Diamètre de l'aiguille	De 25 (1") à 75 (3") mm
Longueur de l'aiguille	De 0,35 (28G) à 0,60 mm (23G)
Surf. d'enregistrement	0,07 mm ²

Couleur	      
---------	---

Environnement

PVC-Free	✓
RoHS II	✓
REACH	✓

Differentes configurations disponibles sur demande