



EEG



IOM

NEURODART: ÉLECTRODES AIGUILLES SOUS-CUTANÉES A USAGE UNIQUE



UMDNS

11440

Description

L'aiguille est en acier inoxydable biocompatible: le meilleur compromis pour un enregistrement clair, peu bruyant et à un coût raisonnable.

Avec une variété de longueurs et de types d'aiguilles, mais également plusieurs longueurs de cables, nous avons les électrodes adaptées à vos besoins.

- Fabriqué en acier inox à haute résistance;
- Adapté à la stimulation et à l'enregistrement;
- Enregistrement clair dû à la faible impédance de contact;
- Un excellent affûtage de l'aiguille pour un meilleur placement.

Matériaux

Aiguille	Acier Inox
----------	------------

Porte Aiguille	PVDF
----------------	------

Protection de l'Aiguille	PVC
--------------------------	-----

Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
--------	----------------------

Connecteur	CuZn/Au avec gaine PVC
------------	------------------------

Packaging	Papier Médical /PET
-----------	---------------------

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
--	-----

Stérilisation	Oxyde d'Éthylène (EtO)
---------------	------------------------

Latex	Non
-------	-----

Phthalates	Non
------------	-----

Spécifications

Référence	MNXXXXXXXXXX
-----------	--------------

Diamètre de l'aiguille	De 0,20 à 0,40 mm
------------------------	-------------------

Longueur de l'aiguille	De 10 à 22 mm
------------------------	---------------

Longueur du cordon	De 8 à 250 cm
--------------------	---------------

Couleur du Cable	
------------------	---

Connecteur	Touch proof DIN 42802
------------	-----------------------

Environnement

RoHS II	✓
---------	---

REACH	✓
-------	---

Différentes configurations disponibles sur demande