



EEG

ÉLECTRODES PINCE OREILLE



UMDNS

11440

Description

Électrode constituée d'une pince moulée pour un meilleur confort du patient et un contact parfait et constant avec le lobe de l'oreille.

- Utilisable comme électrode de référence;
- Disponible dans de nombreuses versions de connecteurs et de longueurs de cordons.

Matériaux

Électrode	Étain (sur demande AgAgCl, sintérisé AgAgCl ou Doré)
Matériaux en contact avec la peau	PS
Cordon	Cu/Ag avec gaine PVC
Connexion	CuZn/Au avec gaine PE
Packaging	PP

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Référence	EARXXXXXX
Longueur du câble	De 100 à 150 cm
Couleur du câble	
Connecteur	Touch proof DIN 42802

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations disponibles sur demande