




EMG

ÉLECTRODES DE STIMULATION BIPOLAIRE



UMDNS

11441

Description

Spes Medica a mis au point une électrode moulée étanche décharge de traction pour préserver le fil conducteur. Fil conducteur multipolaire blindé avec résistance nominale de haute tension et poignée solide pour une meilleure stabilité. Porte-feutre dorée pour éviter l'oxydation, nouvelle génération de feutres plus stable à l'eau. Bande velcro double face et deux électrodes en acier inoxydable incluses dans l'emballage.

Matériaux

Capteur	Au
Matériaux en contact avec la peau	Feutres, Acier inox
Poignée	PE
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	CuZn/Au avec gaine PE
Packaging	PP

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code générique	STILXXXX, STISXXXX
Distance entre les électrodes	10, 25 mm
Longueur de câble	De 100 à 250 cm
Couleur du câble	●
Connecteur	Touch proof DIN 42802, DIN 45322 - 5 broches

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations disponibles sur demande