



EEG



EMG



IOM

ÉLECTRODES DE TERRE ADHÉSIVE A USAGE UNIQUE



UMDNS

11453

Description

L'électrode de terre adhésive Spes Medica a une forme spéciale et une taille spécifique étudiée pour permettre un enregistrement parfait, même à partir des petits muscles.

Le gel solide est développé spécialement pour cette application et donne à l'électrode une adhérence stable sur la peau et peut être repositionnée longtemps sans risque de salir la peau du patient.

L'électrode est constituée de matériaux souples biocompatibles qui permettent le meilleur confort au patient.

La technique de fabrication spéciale «Hot-melt» assure une connexion solide entre l'électrode et le fil.

- L'électrode est faite de matériaux biocompatibles doux qui offrent le meilleur confort pour le patient;
- Disponibles dans différentes formes et tailles permettant un enregistrement optimal même sur des petits muscles.

Matériaux

Électrode	Ag/AgCl
Matériaux en contact avec la peau	Hydrogel
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	CuZn/Ni avec gaine PVC
Revêtement	PET
Packaging	AL/PE

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Références	DENIGXXXXX
Longueur	45 mm
Largeur	30 mm
Longueur du câble	De 100 à 150 cm
Couleur du câble	
Connecteur	Touch proof DIN 42802

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓

Différentes configurations disponibles sur demande